

スターキー補聴器あんしん保証制度



●テクノロジーラス	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
2400 エクスプローブ 2000 プレミアム	紛失・破損保証 2年以内1回まで		3年間 無償保証			
1600 スタンダード	紛失・破損保証 1年以内1回まで	2年間 無償保証	得々保証	得々保証	得々保証	
1200 ベーシック 1000 エコノミー	紛失・破損保証 120日以内 1回まで	2年間 無償保証	充電池/ アンプ代込み 上限 20,000円	充電池/ アンプ代込み 上限 30,000円	充電池/ アンプ代込み 上限 40,000円	
上記クラス 以外	1年間 無償保証	積算修理 (上限金額無し)				

●その他 *2
充電器
ワイヤレス
アクセサリ

*1 オーダーメイド耳あな型のみ対応。期間内に保証を利用しなかった場合、121日～1年までは29,000円の特別価格にて対応できます。
*2 充電器・ワイヤレスアクセサリは同等品交換となります。

紛失・破損保証	送付をお願いします	
	紛失の場合 遺失届	過失による損傷の場合 破損した補聴器
無償修理保証	お買い上げ日より、各保証期間内で発生する自然故障（取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態での故障）に対する修理を無償で行います。過失による損傷は対象外となります。	
有償修理	得々保証	お買い上げ日より、5年目までは期間中それぞれの上限金額を超える修理費用をいただきません。ただし、シェル再作費用は上限金額には含まれません。
	積算修理	積算修理は得々保証の対象外となります。積算修理についての詳細は販売店までお問い合わせください。
耳あな型 シェル再作	形状が作製対象の耳に合わない場合再作いたします。	お買い上げ日～1年以内※ 無償 0円
		1年～ + 25,000円

※イヤモールド (RIC埋込式レシーバー含む) は60日以内

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

www.starkeyjp.com

0120-045-190

フリーダイヤル

第2種医療機器製造販売業許可番号:14B2X00027

ブログ公開中!



Hear better. Live better.

スターキー補聴器のご相談・ご利用は当店へ

※補聴器は適切なフィッティング（調整）により、その効果が発揮されます。
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
◎製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
◎本カタログに掲載されている製品の色は印刷により、実際と異なる場合があります。



BROC00176-04-JJ-JP JPYBR-176

2023年2月作成

スターキー補聴器 総合カタログ



便利に簡単に
あなたの
健康的な生活を
サポート



Evolv AI
AIエクセレンス
アワード



Evolv AI
CES イノベーション
アワード



reddot winner 2022

Evolv AI
レッドドット
デザイン賞



Evolv AI
MUSEデザイン
プラチナアワード



Evolv AI
ヒアリングテクノロジー
イノベーションアワード金賞



Evolv AI
アイエフデザイン
アワード

Hear better. Live better.



"聴覚ヘルスケアカンパニー" スターキーについて

スターキーは、1967年にビル・オースティンによって設立されて以来、オーダーメイド補聴器の先駆者として、その革新的な発想、デザイン、確かな技術力で世界の補聴器市場をリードしています。

現在、5,000人を超える従業員を擁し、29拠点、100ヶ国以上に展開するグローバルカンパニーとなりました。

日本法人は1991年に設立。世界の補聴器トップメーカーの1つとして日本の皆様に、より人々が繋がる「健康とウェルネスをリード」する製品とサービスをお届けする聴覚ヘルスケアカンパニーです。



国連初の聴覚ヘルスケア親善大使に任命された創業者ビル・オースティン(左)



ドライ・ラマ法王もスターキーに訪問



マザーテレサもスターキー補聴器を使用していた

社会貢献活動

スターキーきこえの財団



スターキーの創業者、ビル・オースティンが設立したスターキーきこえの財団では、社会貢献活動の一環として、皆様のご不要になった補聴器を再生し、世界中の「きこえ」を必要としている人々に届けています。ご不要になった補聴器*(状態・メーカーを問いません)は、スターキー補聴器取扱い店にて、寄付を受け付けています。

より詳細な内容は
ホームページをご覧ください。

スターキーきこえの財団

検索



*アメリカ本社への発送に制限がある為、ポケット型・充電式は受け付けていません。
補聴器は電池を抜き、簡単な清掃をしてスターキー補聴器取扱い店にお渡しください。

Hear better.
Live better.

より良い「きこえ」、 より良い暮らし

「きこえ」の健康は心と身体の健康、人生の幸福感に結びつくものと考えられています。

「きこえ」に不自由なく社会生活をおくることができれば、誰もが快適で健康的な、充実した人生だと感じることでしょ。

スターキーは“Hear better. Live better. =より良い「きこえ」より良い暮らし”をコーポレートメッセージとして、聴覚ヘルスケアを通して人と人がよりつながれる世界の実現を目指しています。



補聴器・難聴と健康について
ブログを更新しています。

www.starkeyjp.com/blog

目次

会社紹介	2	エボルブ エーアイ シリーズ	
スターキーきこえの財団	2	ストレスフリー補聴器	16
あなたの「きこえ」をチェック	4	新時代に必要なストレスフリー	18
耳のしくみ	5	製品ラインナップ	22
補聴器の選び方	6	リビオ シリーズ	
両耳装用の効果	8	世界初充電式耳あな型	32
”はじめての補聴器”Q&A	9	充電式耳あな型ラインナップ	34
製品形状ラインナップ	10	充電式耳かけ型ラインナップ	36
おすすめ形状選択方法	12	電池交換式耳かけ型ラインナップ	38
クラス別使用環境	14	充電器・ワイヤレスアクセサリ	40

CROS補聴システム	42
スマートフォンとの連動性能	43
Model S・Livio 1000a	44
Muse 1200・アリエスプロ	45
アクセサリ	46
耳あな型 カスタマイズオプション	47
耳かけ型 パーツ類組み合わせ表	48
カラーバリエーション	49
性能一覧	50
機能・保証比較表	52
センサー&AI比較表	54



So the World
May Hear.

補聴器が必要？ あなたの「きこえ」をチェック

ご家族と一緒にチェックしてみましょう。

最近、こんなことはありませんか？

1つでも該当する方は補聴器装用の検討が必要です。

ご家庭で



	はい	いいえ
テレビやラジオの音量が大きくなってしまふ。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会話をしている時、聞き返すことがよくある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
電話のベルや玄関のチャイムを聞き逃してしまふ。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

街で



	はい	いいえ
騒がしい場所で、相手の声が聞き取りにくい。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
病院や銀行で名前を呼ばれても気がつかないことがある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

職場で



	はい	いいえ
電話で相手の声がよく聞き取れない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会議や商談などで相手の言っていることがよく聞き取れない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
後ろから呼びかけられると気がつかないことがある。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



あなたの「きこえ」はいかが？

▶ 動画で簡単チェック！


www.starkeyjp.com

専用冊子も
ご覧下さい



耳のしくみ

障がいがある部分によって難聴の性質が異なります。




“きこえ”の仕組み

▶ webサイト・動画でチェック！
www.starkeyjp.com



加齢による聴力の変化

聴力の衰えはどなたにも起こります。



※ 急激に変化を迎える60歳になる前に、定期的(年1回ほど)な聴力測定を習慣化させることで、早期の難聴対策ができます。

難聴の種類

感音難聴

聞こえにくいだけでなく音の強弱に対する感覚障害や言葉の聞き間違いなどが起こります。内耳以降の神経回路の障がいによって起こり、医学的治療は難しく、小さな音が聞き取りにくい・大きな音が響く・言葉が不明瞭などの症状が現れます。補聴器を正しく使えば効果が期待できます。

伝音難聴

鼓膜の損傷や中耳炎が代表的な原因として起こります。大部分は医学的治療によって聴力を回復させることができます。もし難聴が残っても補聴器を使用することで言葉の聞き取りは大きく改善されます。

混合性難聴

伝音・感音の両方に原因が生じた障がいです。補聴器の高度な処理やトレーニングを要します。

補聴器の選び方

補聴器は適切なフィッティングによって効果が発揮されます。
「きこえ」の専門家と一緒に、快適な補聴器ライフを目指しましょう。



STEP 1 スタッフに相談

専門スタッフが「きこえ」の悩みや希望を伺います。
普段なかなか言い出せなかった不安や、「きこえ」
に対するさまざまな疑問を率直にお話ください。
ご家族からのご相談も承っています。




STEP 4 フィッティング (調整)

同じ補聴器の種類でも一人ひとりの調整は異な
ります。お客様ご自身の耳に補聴器を装用し、最
適な状態になるように調整していきます。



STEP 2 聴力測定

お客様に合った補聴器選びと調整のため、
詳しい聴力測定を行います。



STEP 5 試聴

まずは両耳で、次に片耳ずつ、また、室内だけ
でなく屋外でも言葉がどう聞こえるかお試しく
ださい。



STEP 3 補聴器選び

実際に使用される環境をカウンセリングし、測定し
た聴力データや、ご予算に合わせて適切な器種を
ご本人やご家族の方と意見交換しあいながら選び
ます。



試聴までの一連のステップが一順したら、再び“補聴器選び”や“フィッティング(調整)”の
ステップに戻り、試聴した補聴器が自分に合っているか専門スタッフと一緒にチェックしま
しょう。補聴器が大きな投資であることに疑う余地はありません。自分の身体の一部と
なる補聴器を大切に選びましょう。

両耳装用の効果

補聴器は両耳装用が効果的です。

なぜ、補聴器は片耳だけに装用するより、
両耳に装用することが良いとされるのでしょうか？



はいようせい “聴覚の廃用性”を予防

身体のある部分を使うことを止めると

その部分が弱り、あるいは機能の萎縮が起こるのに長い時間はかかりません。

耳についても全く同じことが言えます。

最適な状態で聞こえていなかったり、両側の耳に常に聴覚刺激が入ってこないままにしていると、音を処理する聴覚機能そのものが時間の経過と共に徐々に弱まり、回復は益々難しくなってしまいます。

これを「聴覚の廃用性」と言います。

補聴器を両耳に装用することは、聴覚機能全体に、適切で一貫した刺激を与えることになり、この「聴覚の廃用性」の予防に役立ちます。

りょうみみ

両耳装用のメリットとは

- 会話がより理解し易い
- 音の方向感が向上
- 音の区別がし易い
- 可聴範囲が拡大
- 音質の向上
- 補聴器満足度の向上



両耳装用の効果（動画解説）

www.starkeyjp.com/binaural-hearing

専用冊子も
ご覧下さい



“はじめての補聴器” Q & A

補聴器に関する代表的な質問について答えます。

Question & Answer

Q 補聴器と集音器はどう違うのですか？

A 補聴器は薬事法（現：医薬品医療機器等法）に定められた管理医療機器であるため、効果や安全性などについて一定の基準があります。しかし、集音器に関しては、このような規定はありません。また通常補聴器は、使用開始前に一人ひとりに合わせた適切なフィッティングがされます。

Q 補聴器は何年くらい使えますか？

A 補聴器の耐用年数は障害者総合支援法によると、5年が目安とされています。しかし、使用環境や保守の仕方によって大きく変化します。メンテナンスが悪ければ1年や2年で故障する場合があります。毎日使う物ですから、日々のお手入れや定期的な点検がとて大切です。

Q クラスによって値段が異なるようですが、どのような違いがありますか？

A 一般的に高い補聴器の方が周囲の騒音を抑制したり、ご使用いただく方に合わせて細かい調整が可能です。しかし、高い補聴器が必ずしもあなたに合った補聴器とは限りません。生活環境により必要な性能も異なりますので、補聴器の専門スタッフにご相談ください。

Q 補聴器からの電磁波による身体への影響はありますか？

A 補聴器から放出される電磁波は微弱で、身体の健康に影響を与えるほど強くありません。補聴器とペースメーカーは併用できませんが、もしも補聴器の使用により不具合が発生するような場合は主治医または医療機器の製造元にご相談ください。逆に、MRI・CT・レントゲンなどの機器は補聴器に影響を及ぼす為、使用時には補聴器を外してください。

Q 補聴器の購入後に聴力が低下しました。そのまま使用できますか？

A 聴力が変化しても、その時々聴力に合わせて、調整しながら使うことはできます。以前より聞こえにくくなったと感じたら、補聴器の専門スタッフに相談してみましょう。ただし、購入された補聴器の能力を超えた聴力低下の場合は、その補聴器が使用できなくなることがあります。

より詳細なQ&Aを知りたい場合は
スターキー日本のホームページをご覧ください。

www.starkeyjp.com/faq



おすすめ製品形状ラインナップ

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。

耳あな型 対象器種 **Evolv AI | Livio Edge AI | Livio AI | Livio Muse 1200**

IIC 極小パーツを使用し、外からほとんど見えません。
※採型された耳の形にて最小のものを作製します。
● 軽 ● 高 ● 10A

CIC ミニサイズで耳の奥まで入り、ほとんど目立ちません。
● 軽 ● 高 ● 10A or 312

ITC 耳あな型補聴器の最も標準的なサイズです。
● 軽 ● 重 ● 312 or 充電

ITE 耳のくぼみ全体にしっかり納まるタイプです。大きめで操作性も高く、扱いやすいサイズです。
● 軽 ● 重 ● 13 or 充電

耳あな型 カラーバリエーション

フェイスプレート (外側) ● ブラック*1 ● ベージュ ● ココアブラウン*2 ● ダークブラウン*2

シェル (内側) ▶ ブラック*1 ▶ ベージュ ▶ レッド ▶ ブルー ▶ クリア

*1 ブラックは Muse1200 は対応しません。
*2 ココアブラウン (CICのみ)、ダークブラウン (IICのみ)。

電池の種類 ● 充電 ● 充電式 ● 10A PR536 電池 (10A) ● 312 PR41 電池 (312) ● 13 PR48 電池 (13)

難聴の程度 ● 軽 軽度難聴 ● 中 中等度難聴 ● 高 高度難聴 ● 重 重度難聴

※ 器種により対応する難聴の程度は若干異なる場合があります。

耳かけ型 対象器種 **Evolv AI | Livio Edge AI | Livio AI | Livio Livio 1000a | Model S | アリエスプロ**

RIC レシーバー分離タイプの為、本体は小型が目立ちません。着け心地が軽やかで、より自然なきこえになります。
● 軽 ● 高 ● 312 or 充電

RIC AP お客様の耳型に合わせたイヤーマールドで埋込レシーバーを作製。パワー感を重視した RIC です。
● 高 ● 重 ● 312 or 充電

埋込式レシーバー 有料オプション ※埋込式カスタムレシーバー (AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円 (非課税)の金額 (保証期間は補聴器に準じます) ががかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

BTE 耳かけ型の一般的なタイプです。本体スイッチの操作性も良く、扱いやすいパワータイプです。
● 軽 ● 重 ● 13 or 充電

耳かけ型 カラーバリエーション

※ 写真は RIC。その他の器種のカラーバリエーションは49ページへ。

① シャンパン ② ブロンズ*1 ③ エスプレッソ ④ スターリング ⑤ スレート ⑥ ブラック*2 ⑦ ホワイト&スターリング*1

*1 : Livio 1000a は ② ブロンズ・⑦ ホワイト&スターリング は対応しません。
*2 : Model S は ② ブロンズ・⑥ ブラック・⑦ ホワイト&スターリング は対応しません。

おすすめ形状選択方法

「5つの質問への回答」、「あなたの優先順位」で、形状選択してみましょう。

質問	回答	あなたの優先順位	スターキーからのアドバイス	耳あな型					耳かけ型		
				電池交換式		充電式			充電式 電池交換式	電池交換式	
				IIC	CIC	CIC 312	ITC	ITE	RIC	BTE	BTEP+
マスクやメガネをする機会が多ありますか？	よく使用する	マスクの邪魔にならない	メガネやマスクなど、耳に掛けるものが増える場合は、 耳あな型 をおすすめします。								
補聴器の装用を難しいと感じますか？	難しいと思う	簡単装用	耳に掛けるタイプの耳かけ型、RIC補聴器は、耳に掛けてから耳の中に耳栓を挿入するので、 耳あな型の方が簡単 です。								
補聴器の電池の交換を難しいと感じますか？	難しいと思う	電池不要の充電タイプ	電池には裏表に+極、-極の向きがあります。小さなサイズの補聴器は電池サイズも小さくなります。 充電式の場合は置くだけで、磁石でピタッと充電できます。								
スマートフォンとの接続は必要ですか？	必要	スマホ操作	エポルブシリーズは、耳あな型IIC以外の全ての器種で接続可能です。 スマホの接続性QRで簡単チェック								
目立たない(小さい)補聴器をご希望ですか？	希望	小さく目立たない	小さいものならば、 耳あな型IIC が最も小さくできます。RICも装用すると意外に目立ちません。								

Evolv AI シリーズ								
Livio シリーズ	—	—	—					—

* : IICは1200・1000クラスでは作成できません。

クラス別使用環境

5つのパフォーマンスクラス。

上位クラスの器種は、チャンネル数が多く、騒音抑制や会話強調など、多彩な機能が搭載され、より賑やかな場所でも聞き取りやすくなります。



スマホでカンタン、ハンズフリー通話*
ワイヤレスアクセサリ 対応 *iOSのみ対応



音楽専用計算式で
会話と音楽を同時に処理



オンデマンドAI調整 (Livioシリーズは Livio Edge AI のみ対応)
外出先での一時的な調整はエッジモードにお任せください。

使用環境 クラス	チャンネル (調整ハンドル数) 再現周波数	保証期間	自宅 テレビ	二人 での会話	食事	屋外	音楽・BGM	グループ での会話	レストラン	旅行 ショッピング	居酒屋 パーティー	車・電車	ライブ (観劇)	大きな集まり	掲載ページ
貴方のためだけの 特別な一台 エクスクルーシブ 2400	24ch 10kHz	3年	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Evolv AI シリーズ 22-23 ページへ Livio シリーズ 34-39 ページへ
上質な生活に 欠かせない プレミアム 2000	20ch 10kHz	3年	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Evolv AI シリーズ 24-25 ページへ Livio シリーズ 34-39 ページへ
もっと会話が 楽しめる スタンダード 1600	16ch 10kHz	2年	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Evolv AI シリーズ 26-27 ページへ Livio シリーズ 34-39 ページへ
基本性能を 備えた ベーシック 1200	12ch 8kHz	2年	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evolv AI シリーズ 28-29 ページへ Livio シリーズ 34-39 ページへ
静かな環境で 安心 エコノミー 1000	10ch 8kHz	2年	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evolv AI シリーズ 30-31 ページへ Livio シリーズ 34-39 ページへ

静か

2~3人程度

にぎやか

~5人程度

とてもにぎやか

~10人程度

複雑に変化

聞き取りが難しい

テレビ視聴には、TVストリーマーやテーブルマイクが便利です。 > 41ページ



特に会議などではテーブルマイクでサポートできます。 > 41ページ



新しい聴こえの幕開け

ストレスフリー補聴器

evol^{AI}

[エボルブ]



マスク生活での
コミュニケーションのストレス
感じていませんか？



ソーシャル
ディスタンス



マスク



口元が
見えない

マスクの邪魔にならない

第2世代
充電式オーダーメイド
耳あな型補聴器 > 20ページ

誰もがストレスフリーな コミュニケーションの為に

マスクが音声理解に悪影響を与えている事から、
全クラス2dB強化。



耳あな型・耳かけ型

対応クラス 2400 2000 1600 1200 1000

器種 \ テクノロジークラス	2400	2000	1600	1200	1000
Evolv AI 2dB強化	最大 22	最大 10	最大 8	最大 8	最大 8
Livio シリーズ	最大 20	最大 8	最大 6	最大 6	最大 6

Evolv AI なら
Livio
2000クラス
と同様の
会話強調機能

(単位: dB)

* National Acoustic Laboratories (NAL) 研究結果 (2021年8月)より

補聴器は新時代へ

AI
人工知能が音を (分析 環境適応)

STARKEY SOUND™

スターキーサウンド

自動調整



新時代に必要なストレスフリー

1 より疲れにくいきこえ

最先端技術エッジAIがさらに
パワーアップ

> 18ページ



2 選べるラインアップ

マスク対応はもちろん、見た目
やパワフルさを重視した
追加ラインアップ

> 20ページ



3 つながる3つの安心

補聴器専門スタッフ、ご家族と
つながる安心

> 21ページ



より疲れないきこえ

より良い「きこえ」は補聴器ではなく、**あなたが主役**。

補聴器に求められていることは？

自然で豊かな音

大きい音 ×

音の方向感

背景雑音 ×

(MakeTrak10/HIA2019より)

「きこえ = 一人ひとりの感覚」への対応

欲しい時に欲しい調整。だから、ストレスフリー。

エッジモード^{プラス} UPDATE どこにいても快適なオンデマンドAI調整

補聴器やスマートフォンを "簡単ワンタッチ" 瞬間調整

まるで、ベテラン調整スタッフが補聴器の中に居るかのようにその場で瞬間調整します。


学習済AIの調整パターン UPDATE

+ プラス : 72兆パターン追加

対応クラス 2400 2000* 1600*

*Evolv AI 2000/1600は Thrive アプリが必要です。

ワンタッチ操作



ダブルタップ or プッシュボタン操作

オンデマンドAI 瞬間調整

センサー & AIが
操作前10-15秒間の
音響環境を**分析**

学習済合計**85兆**パターンから
AIがいま必要な調整を
予測してお届け

「調整コミュニケーションで」より疲れない!

専門調整スタッフにも難しい、^{プラス}聴覚=感覚のコミュニケーションをエッジモード+が解決します。

✓ 調整に通う頻度を減らせます。

お客様が求めている音は.....
どう調整しようかな.....


✓ 難しい音響環境の説明も不要です。

あの時..... あのところ.....
聴き取りづらかった感覚.....
どう伝えたらいいかな.....

「今、その瞬間に調整できるから」より疲れない!



「欲しい時に自分で操作できるから」より疲れない!



「調整コミュニケーションで」より疲れない!

専門調整スタッフにも難しい、^{プラス}聴覚=感覚のコミュニケーションをエッジモード+が解決します。


✓ 調整に通う頻度を減らせます。

お客様が求めている音は.....
どう調整しようかな.....

✓ 難しい音響環境の説明も不要です。

あの時..... あのところ.....
聴き取りづらかった感覚.....
どう伝えたらいいかな.....

エッジモード^{プラス}は「明瞭さ」「快適さ」「音質の好み」全てでユーザーから好まれました。



騒がしい音響環境でエッジモードと初期調整をユーザーが比較評価した結果
* 出典: Starkey Laboratories WTPR 2799-00-EE-ST

選べる ラインアップ

お客様の意見から
"充電式耳あな型"
さらに進化、第2世代へ



IIC* CIC CIC 312 ITC R ITE R RIC 312 RIC R BTE R BTE 13 BTE 13 Power Plus

スターキーの匠の技(クラフトマンシップ)が
可能にした豊富なラインアップ

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

NEW

POWER

高出力な
パワフルタイプ

世界最小サイズの
ワイヤレス耳あな型補聴器

NEW

アンテナ搭載
長さ 1.5 cm

STYLE

20 * IICは1600以上で選択できます。

つながる安心

ご家族やお店のスタッフと
"つながる安心で"生活はより豊かに

安心1 オンライン遠隔調整で つながる



補聴器の調整が
リアルタイムに適應。

UPDATE

Telehear™(テレヒア) オンライン調整*


対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

「スマホの接続性」をQRで簡単チェック
対応・非対応の結果がアイコン表示されます



●ユーザー本人用 Thriveアプリの詳細は43ページ、54-55ページをご参照ください。

安心2 万一の時に つながる



年間で高齢者の約1/3が
転倒しています。!

UPDATE

転倒通知 全クラス搭載

対応
クラス 2400 2000 1600 1200 1000

ユーザー本人用 アプリ 無料



安心3 リアルタイムに家族と つながる



離れて生活していても、ユーザーの
心身の健康状態を確認できます。

UPDATE

Hear Share (ヒアシェア)

対応
クラス 2400 2000 1600 1200

家族用 アプリ 無料



*一部の店舗ではご利用できない場合があります。

1 Centers for Disease Control and Prevention (2014). Stay independent: prevent falls. Retrieved from: https://www.cdc.gov/steady/pdf/STEADL_OlderAdultfactSheet-a.pdf

●非ワイヤレスモデル(IIC・CIC・CIC312で選択可能)の場合、本ページの機能は利用できません。



充電式



電池交換式

スターキー エボルブ エーアイ | エクスクルーシブ

evolv^{AI} 2400

[エボルブ]



購入後の
安心保証期間 **3**年

紛失保証 **2**年付^{*1}



両耳間通信

両耳で装着することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤ
レスアクセサリと
直接接続できます。



Made for
iPhone | iPad | iPod

GET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル
軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは49ページ

充電式

コンパクト
ITC R



Bluetooth



プッシュボタン標準



● ブラック＆ブラック

指向性標準


AP選択可

充電

扱いやすさ&安定感
ITE R



Bluetooth



プッシュボタン標準




● ブラック＆ブラック

指向性標準

AP選択可

充電

両耳 1,360,000円



耳あな型 専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込) or バッテリー搭載 17,600円(税込)

片耳 680,000円

● 充電器については40ページをご覧ください。

耳かけ型


カラーバリエーションは49ページ

充電式

定番充電スタイル
RIC R



Bluetooth



シーソースイッチ



● ホワイト&スターリング

テレコイル

AP選択可(有料)^{*3}


CROS対応可

充電

機能一体耳かけ型充電
BTE R



Bluetooth



プッシュボタン




● ホワイト&スターリング

テレコイル


充電

両耳 1,340,000円



耳かけ型 専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込) or バッテリー搭載 17,600円(税込)

片耳 670,000円



耳かけ型 専用充電器
モニターポチャージャー
12,100円(税込)

※ 充電器はチャージャーケース、モニターポチャージャーから選択することができます。
● 充電器については40ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312



Bluetooth



プッシュボタン選択可



● ブラック＆ブラック

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

312

両耳 1,340,000円

片耳 670,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳650,000円 / 両耳1,300,000円

ほとんど目立たない
CIC



プッシュボタン選択可



● ブラック＆ブラック

10A

極小サイズ
IIC



プッシュボタン選択可



● ブラック＆ブラック

10A

※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(54ページ)は利用できません。
※ T2リモート対応

電池交換式

一般的レシーバー分離型
RIC 312



Bluetooth



シーソースイッチ



● ホワイト&スターリング

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

312

両耳 1,300,000円

片耳 650,000円

電池長持ち
BTE 13



Bluetooth



シーソースイッチ



● ホワイト&スターリング

テレコイル

CROS対応可


13

パワー重視

**BTE 13
Power Plus**



Bluetooth



シーソースイッチ



● ホワイト&スターリング

テレコイル

13

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては47-48ページをご参照ください。


*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*3：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

● 補聴器は両耳装着をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)



充電式



電池交換式

スターキー エボルブ エーアイ | プレミアム

evolv^{AI} 2000

[エボルブ]



購入後の
安心保証期間 **3**年

紛失保証 **2**年付^{*1}



両耳間通信

両耳で装着することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤ
レスアクセサリーと
直接接続できます。



Made for
iPhone | iPad | iPod

GET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル
軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは49ページ

充電式

コンパクト
ITC R



Bluetooth



プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電



● ベージュ & ベージュ

扱いやすさ & 安定感
ITE R



Bluetooth



プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電



● ベージュ & ベージュ

両耳 880,000円

片耳 440,000円

耳あな型 専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 11,000円(税込) or バッテリー搭載 17,600円(税込)

● 充電器については40ページをご覧ください。

耳かけ型

カラーバリエーションは49ページ

充電式

定番充電スタイル
RIC R



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

充電



● スターリング

機能一体耳かけ型充電
BTE R



Bluetooth



プッシュボタン

テレコイル

充電



● スターリング

両耳 860,000円

片耳 430,000円

耳かけ型 専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 11,000円(税込) or バッテリー搭載 17,600円(税込) or 耳かけ型 専用充電器
モニターポチャージャー 12,100円(税込)


※ 充電器はチャージャーケース、モニターポチャージャーから選択することができます。
● 充電器については40ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312



Bluetooth



プッシュボタン選択可

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル



● ベージュ & ベージュ

312

両耳 860,000円

片耳 430,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 410,000円 / 両耳 820,000円

ほとんど目立たない
CIC



Bluetooth



プッシュボタン選択可



● ベージュ & ベージュ

10A

極小サイズ
IIC



両耳 820,000円

片耳 410,000円



● ベージュ & ベージュ

10A

※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(54ページ)は利用できません。
※ T2リモート対応

電池交換式

一般的レシーバー分離型
RIC 312



Bluetooth



シーソースイッチ

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

312




● スターリング

電池長持ち
BTE 13



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

CROS対応可

13



● スターリング

パワー重視

**BTE 13
Power Plus**



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

13



● スターリング

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては47-48ページをご参照ください。


*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級 IP68 取得。完全防水とは異なります。

*3：埋込式カスタムレシーバー (AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

● 補聴器は両耳装着をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)



充電式



電池交換式

スターキー エボルブ エーアイ | スタンダード

evolv^{AI} 1600

[エボルブ]



購入後の
安心保証期間 **2**年

紛失保証 **1**年付^{*1}



両耳間通信

両耳で装着することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤ
レスアクセサリーと
直接接続できます。



Made for
iPhone | iPad | iPod

GET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル
軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは49ページ

充電式

コンパクト
ITC R



Bluetooth



プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電




●ブラック&ブルー/レッド

扱いやすさ&安定感
ITE R



Bluetooth



プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電



●ブラック&ブルー/レッド

両耳 **640,000円**

片耳 **320,000円**

耳あな型専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 **11,000円(税込)** or バッテリー搭載 **17,600円(税込)**

●充電器については40ページをご覧ください。

耳かけ型


カラーバリエーションは49ページ

充電式

定番充電スタイル
RIC R



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

充電




●シャンパン

機能一体耳かけ型充電
BTE R



Bluetooth



プッシュボタン

テレコイル

充電



●シャンパン

両耳 **620,000円**

片耳 **310,000円**

耳かけ型専用充電器
チャージャーケース

バッテリー非搭載 **11,000円(税込)** or バッテリー搭載 **17,600円(税込)** or 耳かけ型専用充電器
モニターポチャージャー **12,100円(税込)**

※充電器はチャージャーケース、モニターポチャージャーから選択することができます。
●充電器については40ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312



Bluetooth



プッシュボタン選択可

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

両耳 **620,000円**

片耳 **310,000円**

※非ワイヤレスモデルの場合：
片耳290,000円 / 両耳580,000円



●ブラック&ブルー/レッド

312

ほとんど目立たない
CIC



Bluetooth



プッシュボタン選択可

●ブラック&ブルー/レッド **10A**

極小サイズ
IIC



両耳 **580,000円**

片耳 **290,000円**



●ブラック&ブルー/レッド **10A**

※非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(54ページ)は利用できません。
※T2リモート対応

電池交換式

一般的レシーバー分離型
RIC 312



Bluetooth



シーソースイッチ

AP選択可(有料)^{*3}

CROS対応可

312




●シャンパン

電池長持ち
BTE 13



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

CROS対応可

13



●シャンパン

パワー重視

**BTE 13
Power Plus**



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

13



●シャンパン

※耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては47-48ページをご参照ください。

*1：期間中1回まで無償にて同等品の提供または修理対応します。

*2：国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*3：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

●補聴器は両耳装着をおすすめします。 ●補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)



スターキー エボルブ エーアイ | ベーシック

evolv^{AI} 1200

[エボルブ]



購入後の
安心保証期間 **2**年



両耳間通信

両耳で装着することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤ
レスアクセサリーと
直接接続できます。



Made for
iPhone | iPad | iPod

GET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは49ページ

充電式

コンパクト
ITC R



Bluetooth



プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電



ページ & ブルー/レッド

扱いやすさ & 安定感
ITE R



Bluetooth



プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可


充電



ページ & ブルー/レッド

両耳 480,000円

片耳 240,000円



耳あな型専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込) or
バッテリー搭載 17,600円(税込)

● 充電器については40ページをご覧ください。

耳かけ型

カラーバリエーションは49ページ

充電式

定番充電スタイル
RIC R



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)*2

CROS対応可

充電



エスプレッソ



埋込式
レシーバー
有料オプション

機能一体耳かけ型充電
BTE R



Bluetooth



プッシュボタン

テレコイル


充電




エスプレッソ

両耳 460,000円

片耳 230,000円



耳かけ型専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込) or
バッテリー搭載 17,600円(税込)



耳かけ型専用充電器
モニターポチャージャー
12,100円(税込)

※ 充電器はチャージャーケース、モニターポチャージャーから選択することができます。
● 充電器については40ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312



Bluetooth



プッシュボタン選択可

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

312



ページ & ブルー/レッド

両耳 460,000円

片耳 230,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 210,000円 / 両耳 420,000円

ほとんど目立たない
CIC



Bluetooth



プッシュボタン選択可

10A



ページ & ブルー/レッド

両耳 420,000円

片耳 210,000円

※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(54ページ)は利用できません。
※ T2リモート対応

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては47-48ページをご参照ください。
*1：国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

電池交換式

一般的レシーバー分離型
RIC 312



Bluetooth



シーソースイッチ

AP選択可(有料)*2

CROS対応可

312



エスプレッソ



埋込式
レシーバー
有料オプション

電池長持ち
BTE 13



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル

CROS対応可

13



エスプレッソ

パワー重視
**BTE 13
Power Plus**



Bluetooth



シーソースイッチ

テレコイル


13



エスプレッソ

*2：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

● 補聴器は両耳装着をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。
管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)



充電式



電池交換式

スターキー エボルブ エーアイ | エコノミー

evolv^{AI} 1000

[エボルブ]



購入後の
安心保証期間 **2**年



両耳間通信

両耳で装着することでさらに
快適にご利用いただけます。
詳細は52ページをご参照ください。



ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤ
レスアクセサリと
直接接続できます。



Made for
iPhone | iPad | iPod

GET IT ON
Google Play

NEW 最新モデル

軽度～重度難聴

耳あな型

カラーバリエーションは49ページ

充電式

コンパクト
ITC R



Bluetooth



プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電




● ブラック&クリア

扱いやすさ&安定感
ITE R



Bluetooth



プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可


充電



● ブラック&クリア

両耳 400,000円

片耳 200,000円



耳あな型 専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込) or バッテリー搭載 17,600円(税込)

● 充電器については40ページをご覧ください。

耳かけ型

カラーバリエーションは49ページ

充電式

定番充電スタイル
RIC R



Bluetooth



シーソーススイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)*2

充電



● ブロンズ



埋込式
レシーバー
有料オプション

機能一体耳かけ型充電
BTE R



Bluetooth



プッシュボタン

テレコイル


充電




● ブロンズ

両耳 380,000円

片耳 190,000円



耳かけ型 専用充電器
チャージャーケース
バッテリー非搭載 11,000円(税込) or バッテリー搭載 17,600円(税込)



耳かけ型 専用充電器
モニターポチャージャー
12,100円(税込)

※ 充電器はチャージャーケース、モニターポチャージャーから選択することができます。
● 充電器については40ページをご覧ください。

電池交換式

目立ちにくい最小ワイヤレス
CIC 312



Bluetooth



プッシュボタン選択可

ワイヤレスアンテナ
搭載モデル

312



● ブラック&クリア

両耳 380,000円


片耳 190,000円

※ 非ワイヤレスモデルの場合：
片耳 170,000円 / 両耳 340,000円

ほとんど目立たない
CIC



Bluetooth



プッシュボタン選択可

10A



● ブラック&クリア

両耳 340,000円

片耳 170,000円


※ 非ワイヤレスモデル：センサー&AI機能(54ページ)は利用できません。
※ T2リモート対応

電池交換式

一般的レシーバー分離型
RIC 312



Bluetooth



シーソーススイッチ

AP選択可(有料)*2

312



● ブロンズ




埋込式
レシーバー
有料オプション

電池長持ち
BTE 13



Bluetooth



シーソーススイッチ

テレコイル

13



● ブロンズ

パワー重視
**BTE 13
Power Plus**



Bluetooth



シーソーススイッチ

テレコイル

13



● ブロンズ

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)・耳かけ型パーツについては47-48ページをご参照ください。

*1：国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*2：埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

● 補聴器は両耳装着をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号：231ADBZX00014000(耳かけ型) 管理医療機器認証番号：302ADBZX00041000(耳あな型)

世界初の 充電式 ワイヤレス 耳あな型補聴器

全価格帯
対応

耳あな型補聴器とは、人それぞれの耳（外耳道）の形に合わせてカスタマイズして、快適かつ安全に作製される補聴器です。新登場のブラックカラーにより、従来の耳あな型補聴器の外見と異なり最新のワイヤレスヘッドフォンのように洗練されました。



耳あな型補聴器の歴史にはいつもスターキー。



1973

90日間の試聴期間、1年間の無償修理保証付のオーダーメイド補聴器「CE-1」を発売



1975

指向性カスタム (ITE) 補聴器を発表



1983

ロナルド・レーガン大統領がスターキー製イントラ補聴器 (現ITC) を使用



1992

完全に耳あなに収まる補聴器ティンパネット (CIC) を発表



2010

見えない (IIC) 補聴器「オトレンズ」が登場



2020

充電式ワイヤレス耳あな型補聴器が登場

Livio Edge AI
ヒアリングテクノロジー
イノベーターアワード
金賞受賞




厚み 11mm

シェルサイズの目安

内部充電ユニット
サイズの目安


採寸
ゲージ

縦/横
15mm




充電式耳あな型補聴器は、お客様の耳のくぼみの空間に、図の立方体（内部充電ユニット）が収まる空間を確認することで製作するサイズの目安となります。

内部ユニットが
耳のくぼみに
収まる場合
ITC R



内部ユニットが
耳のくぼみに
収まらない場合
ITE R



耳あな型専用リチウムイオン充電器

誰にでも簡単な吸着充電。

左右も向きも関係なく簡単に充電できます。




充電時間とバッテリー寿命*

朝から晩まで、
一日中安心して
ご使用できます。

接続時間

充電時間



* 補聴器の調整や使用状況により異なります。

充電式

スターキー リビオシリーズ 耳あな型

livioEdge AI
[リビオ エッジ エーアイ]

livio AI
[リビオ エーアイ]

livio
[リビオ]

両耳間通信

両耳で装着することでさらに快適にご利用いただけます。詳細は52ページをご参照ください。

ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと直接接続できます。

Made for iPhone | iPad | iPod

GET IT ON Google Play

軽度～重度難聴

エクスクルーシブ
★★★★★

プレミアム
★★★★

スタンダード
★★★

ベーシック
★★


エコノミー
★

Bluetooth



コンパクト

ITC R



● ブラック＆ブラック

プッシュボタン標準

指向性標準

AP選択可

充電

Bluetooth



扱いやすさ&安定感

ITE R



● ブラック＆ブラック

プッシュボタン標準

テレコイル選択可

指向性標準

AP選択可

充電

センサー & AI

	Edge AI	AI 2000	AI 1600	AI 1200	AI 1000	
両耳	1,340,000円	860,000円	620,000円	420,000円	340,000円	
片耳	670,000円	430,000円	310,000円	210,000円	170,000円	
＋充電器	耳あな型専用充電器 チャージャーケース	バッテリー非搭載 11,000円(税込) or	バッテリー搭載 17,600円(税込)			
	2400	2000	1600	1200	1000	
両耳	1,200,000円	800,000円	580,000円	400,000円	320,000円	
片耳	600,000円	400,000円	290,000円	200,000円	160,000円	
＋充電器	耳あな型専用充電器 チャージャーケース	バッテリー非搭載 11,000円(税込) or	バッテリー搭載 17,600円(税込)			
購入後の安心保証期間	3年	3年	2年	2年	2年	
CROS システム	—	—	—	—	—	
センサー & AI機能 アイコンの詳細は54ページ	きこえ					
	ヘルスケア					
	情報アシスタント					

* Livio2400でも利用できます。

* Livio2000でも利用できます。

* Livio1600でも利用できます。

* Livio1200でも利用できます。

* Livio1000でも利用できます。

● 充電器については40ページをご覧ください。

*1: 国際保護等級IP57取得。完全防水とは異なります。

※ 耳あな型カスタマイズオプション(無料)47ページをご参照ください。

● 補聴器は両耳装用をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。

管理医療機器認証番号: 302ADBZX00041000(耳あな型)

カラーバリエーションは 49ページ

充電式

スターキー リビオシリーズ 耳かけ型

livioEdge AI
[リビオ エッジ エーアイ]

livio AI
[リビオ エーアイ]

livio
[リビオ]

両耳間通信

両耳で装着することでさらに快適にご利用いただけます。詳細は52ページをご参照ください。

ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリーと直接接続できます。



軽度～重度難聴



ホワイト&スターリング

- *2 埋込式レシーバー 有料オプション
- シーソースイッチ
- テレコイル
- AP選択可(有料)*2
- CROS対応可
- 充電



ホワイト&スターリング

- プッシュボタン
- テレコイル
- 充電

エクスクルーシブ
★★★★★

プレミアム
★★★★

スタンダード
★★★

ベーシック
★★

エコノミー
★

	Edge AI	AI 2000	AI 1600	AI 1200	AI 1000
両耳	1,320,000円	840,000円	600,000円	400,000円	320,000円
片耳	660,000円	420,000円	300,000円	200,000円	160,000円
充電器	耳かけ型専用充電器 チャージャーケース	バッテリー非搭載 11,000円(税込) or	バッテリー搭載 17,600円(税込) or	耳かけ型専用充電器 モニターポチャージャー	12,100円(税込)
	2400	2000	1600	1200	1000
両耳	1,180,000円	780,000円	560,000円	380,000円	300,000円
片耳	590,000円	390,000円	280,000円	190,000円	150,000円
充電器	耳かけ型専用充電器 チャージャーケース	バッテリー非搭載 11,000円(税込) or	バッテリー搭載 17,600円(税込) or	耳かけ型専用充電器 モニターポチャージャー	12,100円(税込)
購入後の安心保証期間	3年	3年	2年	2年	2年
CROSシステム(RIC Rのみ対応)	○	○	○	○	—
きこえ					
ヘルスケア					
情報アシスタント					

* Livio2400でも利用できます。

* Livio2000でも利用できます。

* Livio1600でも利用できます。

* Livio1200でも利用できます。

* Livio1000でも利用できます。

※ 充電器はチャージャーケース、モニターポチャージャーから選択することができます。

● 充電器については40ページをご覧ください。

*1: 国際保護等級IP68取得。完全防水とは異なります。

*2: 埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

※ 耳かけ型/パーツについては48ページをご参照ください。

● 補聴器は両耳装着をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。
管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)

カラーバリエーションは 49ページ

スターキー リビオシリーズ 耳かけ型

livioEdge AI
[リビオ エッジ エーアイ]

livio AI
[リビオ エーアイ]

livio
[リビオ]

両耳間通信

両耳で装着することでさらに快適にご利用いただけます。詳細は52ページをご参照ください。

ダイレクトストリーミング

対象スマホやワイヤレスアクセサリと直接接続できます。

Made for iPhone | iPad | iPod

GET IT ON Google Play

軽度～重度難聴

エクスクルーシブ
★★★★★

プレミアム
★★★★

スタンダード
★★★

ベーシック
★★

エコノミー
★



● ホワイト&スターリング



シーソースイッチ

AP選択可(有料)*2

CROS対応可

312



● ホワイト&スターリング



シーソースイッチ

テレコイル

CROS対応可

13

		Edge AI	AI 2000	AI 1600	AI 1200	AI 1000
センサー & AI	両耳	1,240,000円	760,000円	520,000円	380,000円	300,000円
	片耳	620,000円	380,000円	260,000円	190,000円	150,000円
		2400	2000	1600	1200	1000
	両耳	1,100,000円	700,000円	480,000円	360,000円	280,000円
	片耳	550,000円	350,000円	240,000円	180,000円	140,000円
購入後の安心保証期間		3年	3年	2年	2年	2年
CROSシステム		○	○	○	○	—
センサー & AI機能 アイコンの詳細は54ページ	きこえ					
	ヘルスケア					
	情報アシスタント					

* Livio2400でも利用できます。

* Livio2000でも利用できます。

* Livio1600でも利用できます。

* Livio1200でも利用できます。

* Livio1000でも利用できます。

*1: 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。

*2: 埋込式カスタムレシーバー(AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

* 耳かけ型パーツについては48ページをご参照ください。

● 補聴器は両耳装着をおすすめします。 ● 補聴器は非課税です。
管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)

カラーバリエーションは 49ページ

簡単・便利な スターキーのアクセサリー

聴き取りが難しい状況で「きこえ」をサポートするワイヤレスアクセサリー。補聴器をもっと簡単にもっと便利にお使いいただけます。



充電器 チャージャーケース

耳あな型用・耳かけ型用

バッテリー非搭載 11,000円(税込)

バッテリー搭載 17,600円(税込)

保証期間1年

保存ケースにもなる充電器

LEDランプで補聴器が充電されたことをお知らせ、充電器から取り外すと補聴器に自動的に電源が入ります。バッテリー搭載のフル充電のチャージャーケースはコードレスで2台の補聴器を3回分充電できます。



耳あな型用

ITC R
ITE R



耳かけ型用 [RIC R・BTE R 兼用]

RIC R

BTE R



充電器 ミニターボチャージャー

耳かけ型用

12,100円(税込)

保証期間1年

3泊4日の旅行でも安心

持ち運びに便利なポケットサイズの小型充電器です。フル充電のミニターボチャージャーで2台の補聴器を4回分充電できます。



7分急速充電で 3.5時間使用可能

定期的な充電を心がけてください。

ほこり対策のスリープ付



耳かけ型用 [RIC R・BTE R 兼用]

RIC R

BTE R



テーブルマイク

57,200円(税込)

保証期間1年

会議やディスカッションに参加

マスク、ビニール越しの会話や会議、グループ会話をより楽しみたい方におすすめ。8個の独立した指向性内蔵マイクが音声をビームのように追従、補聴器にストリーミングします。付属品：専用アナログ入力ケーブル、モニターイヤホン



Bluetooth



TVストリーマー

35,200円(税込)

保証期間1年

周りと同じ音量でテレビを楽しめる

テレビまたは他の電子機器から補聴器に安定した音声を直接ストリーミング。光デジタルとアナログ接続の入力信号をサポートします。



Bluetooth



リモートマイク^{プラス}


40,700円(税込)

保証期間1年

習い事や教室で、話し手が遠い場所で

Bluetooth、テレコイル、FM、音声入力の4つの異なる入力音源から多機能ストリーミング。騒がしい環境でも聴きたい人の声を楽に聞けます。指向性マイクも搭載。

スマホと接続してハンズフリー通話ができます



Bluetooth



最大20メートル(外部マイク)

※別売オーディオ入力ケーブルでアナログ入力もサポート



1,320円(税込)

ミニマイク

23,100円(税込)

保証期間1年

聴きたい人の声を楽に聞く

ボタン1つだけのシンプル設計で話している人の衣服にクリップで留めて使用します。操作性の簡単なミニマイクで、騒がしい環境でも1対1の会話を楽しめます。



Bluetooth



最大20メートル(外部マイク)

Thriveリモコン

23,100円(税込)

保証期間1年


手元でカンタン調整

メモリーと音量の変更、補聴器のミュート、その他の機能のオン/オフを切り替えることができます。



クロス CROS 補聴システム RIC R | RIC 312 | BTE 13

CROSシステムは、聴力が良いほうの耳へ音を送るために特別に設計された製品です。聞こえない耳に装着されたクロス送信機のマイクから、反対側の耳に装着された補聴器にワイヤレスで音声を送信します。聴力が良いほうの耳で補聴器として使用するバイクロス送信機として構成することもできます。



- 特長**
- 2.4GHz + NFMIテクノロジーを使用した、クリアで安定したワイヤレスストリーミング
 - Evolv AI / Livio Edge AI / Livio AI / Livio CROS 補聴器で利用可能なテレコイル (RIC R・RIC 312・BTE 13)
 - ワイヤレスアクセサリーの使用

カラー ● 耳かけ型カラーバリエーション (49ページ) と同一

購入後の
安心保証期間
1年

送信機	種類	対象器種
RIC R CROS 	① Evolv AI RIC R CROS	Evolv AI (2400-1200) RIC R
	② Livio Edge AI RIC R CROS	Livio Edge AI RIC R
	③ Livio AI RIC R CROS	Livio AI (2000-1200) RIC R
	④ Livio RIC R CROS	Livio (2400-1200) RIC R
RIC 312 CROS 	⑤ Evolv AI RIC 312 CROS	Evolv AI (2400-1200) RIC 312
	⑥ Livio Edge AI RIC 312 CROS	Livio Edge AI RIC 312
	⑦ Livio AI RIC 312 CROS	Livio AI (2000-1200) RIC 312
	⑧ Livio RIC 312 CROS	Livio (2400-1200) RIC 312
BTE 13 CROS 	⑨ Evolv AI BTE 13 CROS	Evolv AI (2400-1200) BTE 13
	⑩ Livio Edge AI BTE 13 CROS	Livio Edge AI BTE 13
	⑪ Livio AI BTE 13 CROS	Livio AI (2000-1200) BTE 13
	⑫ Livio BTE 13 CROS	Livio (2400-1200) BTE 13
価格		110,000円(税込)

*1 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。
 ※ 送信機は、Evolv AI、Livio Edge AI、Livio AI、Livioの各対応器種との組み合わせのみご利用できます。
 ※ 電波を使用する製品のため、心臓ペースメーカーをお使いの場合はご購入の前に必ず専門医にご相談ください。
 ※ 1000 (エコノミークラス) には対応しません。
 ※ 耳かけ型パーツについては48ページをご参照ください。
 ※ CROS補聴システムは、ワイヤレス通信を常時使用するため電池を消耗します。RIC R CROSで連続使用14時間が目安となります。

スマートフォンとの連動性能



あなたの自由を叶えるアプリ体験

- きこえのカスタマイズ**
 さまざまな状況で自分好みに微調整できます。
- ワイヤレスアクセサリー**
 アプリからワイヤレスアクセサリーを操作できます。
- 補聴器を捜す**
 補聴器を見失ってしまった時、捜し当てることができます。
- もっと電話で話したい**
 ハンズフリーで通話を楽しめます。
- リモコン機能**
 音楽やプログラムの変更など、手元で簡単に操作できます。
- 私だけの“きこえ”を自分でつくりたい**
 あなただけのメモリープログラムを作成できます。場所を設定しておけば、その場所に着いた時に自動感知して音質を切り替えることができます。
- 運転モード**
 自動車や電車などで移動すると、スマートフォンの位置情報と連動して「乗り物」メモリーに自動で切り替わります。



Thrive
Hearing Control
Starkey Laboratories

※ ご使用前にお使いのiOSデバイス (iPhone, iPad, iPod touch等) のソフトウェアバージョンが最新 (iOS 15以上) になっていることを確認してください。
 ※ アプリ詳細は www.starkeyjp.com/hearing-apps をご参照ください。

スライブ
thrive
アプリのダウンロード **無料**

App Storeで「スターキー」と検索もしくは右のQRコードから「Thrive Hearing Control」をダウンロードできます。



対応スマートフォンに関する情報 ※ 制限がありますので事前にご確認ください。

「スマホの接続性」をQRで簡単チェック 対応・非対応の結果がアイコン表示されます。



スマートフォンとの接続性の詳細については、右のQRコードもしくは、www.starkeyjp.com/hearing-aids/thrive-hearing/smartphone-compatibility をご参照ください。スターキーホームページ www.starkeyjp.com 「対応スマホ一覧」からもご確認いただけます。(Androidは一部の端末のみ対応)



モデル S

Model S


S3 16チャンネル
S2 12チャンネル

購入後の
安心保証期間
2年

- ハウリング抑制
- 高周波数変換:スピーチシフト
- 会話強調
- 防水・防塵性能:国際保護等級 IP58・IP68*1
- 衝撃音抑制
- 風切音
- 機械音 (S3のみ対応)
- 追従型指向性

リモコン
対応

耳かけ型




RIC

Bluetooth

シーソースイッチ

AP選択可(有料)*2

312



BTE

Bluetooth

シーソースイッチ

テレコイル

13

S3 クラス	両耳	196,000円	片耳	98,000円
S2 クラス	両耳	156,000円	片耳	78,000円

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)

カラーバリエーションは49ページ

リビオ

livio 1000a 10チャンネル

購入後の
安心保証期間
1年

- ハウリング抑制
- 高周波数変換:スピーチシフト
- 会話強調
- 防水・防塵性能:国際保護等級 IP68*1

耳かけ型 **充電式**



RIC R

Bluetooth

シーソースイッチ

テレコイル

AP選択可(有料)*2

充電

充電器はチャージャーケース、
モニターポチャージャーから
選択することができます。

両耳	224,000円	+	耳かけ型専用充電器 チャージャーケース	耳かけ型専用充電器 モニターポチャージャー		
片耳	112,000円		バッテリー非搭載 11,000円(税込)	or	バッテリー搭載 17,600円(税込)	or

※充電器については40ページをご覧ください。

管理医療機器認証番号: 231ADBZX00014000(耳かけ型)

カラーバリエーションは49ページ

ワイヤレス機能対応	Evolv AI 2400-1000	Livio シリーズ 2400-1000	Model S	Livio 1000a
アクセサリ対応		○	○	×
スマホ連携		○	×	×

*1: 国際保護等級IP68・IP58取得。完全防水とは異なります。

*2: 埋込式カスタムレシーバー (AP:アブソリュートパワー含む)は、補聴器本体と同時に注文の場合、耳型と別途10,000円(非課税)の金額(保証期間は補聴器に準じます)がかかります。(単品購入の場合は、48ページをご参照ください。)

※ 耳かけ型パーツについては48ページをご参照ください。

ミューズ

Muse 1200

12チャンネル

購入後の
安心保証期間
1年

- ハウリング抑制
- 高周波数変換
- 会話強調
- オートマチックホン ※IICは非搭載

耳あな型

両耳 184,000円

片耳 92,000円



IIC

軽 ▶ 高

10A



ITC

軽 ▶ 重

312

ボリューム付



CIC

軽 ▶ 高

10A



ITE

軽 ▶ 重

312

ボリューム付

テレコイル選択可



CIC312

軽 ▶ 高

312



指向性標準

AP 選択可

スケルトン選択可*1

*1 スケルトン選択の場合、指向性機能は併用できません。

※ 耳あな型カスタマイズオプションについては47ページをご参照ください。

管理医療機器認証番号: 228ADBZX00029000(耳あな型)

カラーバリエーションは49ページ

アリエスプロ

ARIES PRO 8チャンネル

購入後の
安心保証期間
1年

- ハウリング抑制
- 環境適応

耳かけ型

片耳 118,000円



アリエスプロ 675

高 ▶ 重

ダイヤル式
ボリューム搭載

テレコイル

675

※ カラーはシャンパンのみとなります。

管理医療機器認証番号: 219ADBZX00153000 (アリエスプロ675)



総合支援法対応モデルについては専用カタログをご覧ください。

アクセサリ

クリーニング・ケア

ドライキャップ
UV3
19,800円(税込)



詰め替え用
HAドライ
550円(税込)



乾燥ケース
1,100円(税込)

詰め替え用
シリカゲル1袋
220円(税込)



電池交換式用
清掃ブラシ
充電式用
清掃ブラシ
各220円(税込)

ホワイトワックス
ガード(8本入り)
880円(税込)



耳あな型用
マイクカバー
(4本入り) ※写真はベージュ(大)



880円(税込)

器種	サイズ	カラー(2種)
ITE	大	ベージュ
ITC		ブラック
CIC	小	ベージュ
CIC312		ココアブラウン ブラック

耳かけ型用
マイクカバー
550円(税込) ※写真は RIC R



ご注文時、補聴器の製品名とカラーをお知らせください。

充電器関連




耳あな型用 耳かけ型用
(RIC・BTE兼用)

チャージャーケース 保証期間 1年
バッテリー非搭載 各11,000円(税込)
バッテリー搭載 各17,600円(税込)



詰め替え用ドライカプセル6個
1,100円(税込)



耳かけ型用
(RIC・BTE兼用)

モニターチャージャー 保証期間 1年
12,100円(税込)

空気電池関連



補聴器用空気電池
10A(PR536)、312(PR41)、
13(PR48)、675(PR44)

液晶電池チェッカー
880円(税込) ※空気電池用

ケース

ハードタイプ
1,320円(税込)

ワイヤレスアクセサリ



テーブルマイク 保証期間 1年
57,200円(税込)



TVストリーマー 保証期間 1年
35,200円(税込)



リモートマイク+ 保証期間 1年
40,700円(税込)



オーディオ
入力ケーブル
1,320円(税込)

専用ネックストラップ
550円(税込)



ミニマイク 保証期間 1年
23,100円(税込)

専用ネックストラップ
550円(税込)





Thriveリモコン 保証期間 1年
23,100円(税込)

耳あな型カスタマイズオプション

お客様それぞれの「きこえ」やライフスタイルに合わせて、最適な状態でお使いいただくために、スターキーは豊富なオプションをご用意しております。

各オプション参考




※ 標準仕様では、CIC 312/CICにコントロールは付きません。

指向性マイク	騒音下でノイズを抑え、会話により集中しやすくなります。	
テレコイル (※ ITE のみ)	誘導ループシステムや電話の声を直接補聴器に伝えることができます。 手で切り換える場合、別途プッシュボタンが必要になります。	
A コントロール (IIC除く)	プッシュボタン ボリューム、メモリー切り替え、電源オンオフ、などができます。	
	デジタルボリューム 回転式ボリューム。(CIC、CIC 312 不可)	
	アナログボリューム ON/OFF機能付きボリューム。(Museのみ)	
	ホワイトワックスガード (標準)	撥水撥油性の耳あかガード。 お客様ご自身で交換できます。
B 耳あか防止	スプリング 金属コイルで耳あかの侵入を防ぎます。 (IIC/CIC不可)	
	フタ式 音口にフタ加工をして耳あかの侵入を防ぎます。 ブラシなどで清掃します。(IIC不可)	
	ワックスキャップ 非常に小さいので 先端が細い場合でも取り付け可能です。	

上記以外の選択肢もご用意しておりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
耳あな型補聴器は、器種やお客様のご要望、耳の形状によりカスタマイズされます。

耳かけ型パーツ類組み合わせ表

「きこえ」の程度に合わせて、補聴器の形状をお選びいただけます。



お客様の耳の形に合わせて作製する
特注の耳栓
カスタムイヤモールド



耳かけ型補聴器でも"最高のフィット"を実現します

オーダーメイド補聴器の世界的な先駆者スターキーが耳かけ型補聴器性能を担保するため、一人ひとりの耳の形にあったイヤモールドをご提供します。

(納期など詳細は取扱店にご相談ください。)

ハード 10,000円(非課税)

ソフト 12,000円(非課税)



耳かけ型カラーバリエーション

Evolv AI / Livio Edge AI / Livio AI / Liviol / Model S



*1: Livio 1000aは ② ブロンズ・⑦ ホワイト&スターリングは対応しません。

*2: Model Sは ② ブロンズ・⑥ ブラック・⑦ ホワイト&スターリングは対応しません。

耳あな型カラーバリエーション

Evolv AI / Livio Edge AI / Livio AI / Livio (IIC, CIC, CIC 312は Evolv AIのみ)

器種	フェイスプレートカラー(外側)	シェルカラー(内側)	組み合わせ 標準カラー
IIC	ブラック、ダークブラウン、ベージュ	ブラック、ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ブラック & ブラック
CIC	ブラック、ココアブラウン、ベージュ	ブラック、ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ブラック & ブラック
CIC 312	ブラック、ベージュ	ブラック、ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ブラック & ブラック
ITC R ITE R	ブラック、ベージュ	ブラック、ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ブラック & ブラック

Muse 1200

器種	フェイスプレートカラー(外側)	シェルカラー(内側)	組み合わせ 標準カラー
IIC	ダークブラウン、ベージュ	ベージュ、レッド、ブルー、クリア	右: ダークブラウン & レッド 左: ダークブラウン & ブルー
CIC	ココアブラウン、ベージュ	ベージュ、レッド、ブルー、クリア	右: ココアブラウン & レッド 左: ココアブラウン & ブルー
CIC 312 ITC ITE	ベージュ	ベージュ、レッド、ブルー、クリア	ベージュ

性能一覧

データはJIS C 5512(2015)に基づいて測定されています。

スタイル	JIS						適応聴力	使用電池	電池寿命 (時間)	掲載 ページ	
	誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB SPL)	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB SPL)		最大音響利得 (dB)							
		HFA-MASL	ピーク	HFA-OSPL90	ピーク	HFA-FOG					
耳あな型	Evolv AI (エボルブ AI)	IIC	—	110-115	106-109	40-50	36-46	軽～高	PR536 (10A)	70-75	22-30
		CIC	—	110-120	106-115	40-60	36-53	軽～高	PR536 (10A)	65-75	
		CIC312	—	110-120	106-113	40-60	36-53	軽～高	PR41 (312)	96 *	
		ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	～ 23	
		ITC R AP (アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	
		ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 23	
		ITE R AP (アブソリュートパワー)	92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	
	Livio Edge AI (リビオ エッジ AI) Livio AI (リビオ AI) Livio (リビオ)	ITC R	—	110-120	106-114	40-60	36-54	軽～高	Li-Ion	～ 23	34-35
		ITC R AP (アブソリュートパワー)	—	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	
		ITE R	76-84	115-120	109-114	50-60	46-54	軽～高	Li-Ion	～ 23	
		ITE R AP (アブソリュートパワー)	92	130	123	70	64	高～重	Li-Ion	～ 23	
	Muse1200 (ミューズ1200)	IIC	—	110-115	106-109	40-50	36-47	軽～高	PR536 (10A)	70-75	45
		CIC	—	110-120	106-114	40-60	36-55	軽～高	PR536 (10A)	65-75	
		CIC312	—	110-120	106-114	40-60	36-55	軽～高	PR41 (312)	125-145	
ITC		—	110-120	106-114	40-60	36-55	軽～高	PR41 (312)	125-145		
ITC AP (アブソリュートパワー)		—	130	123	70	64	高～重	PR41 (312)	100		
ITE		95-100	115-120	109-114	50-60	46-55	軽～高	PR48 (13)	225-240		
ITE AP (アブソリュートパワー)		108	130	123	70	64	高～重	PR48 (13)	175		
耳かけ型	Evolv AI (エボルブ AI)	RIC312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	100-110	23-31
		RIC312 AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41 (312)	90	
		RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	～ 24	
		RIC R AP (アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	～ 24	
		BTE13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	180	
		BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	～ 22	
		BTE PP	92	140	133	80	73	高～重	PR48 (13)	144	
	Livio Edge AI (リビオ エッジ AI) Livio AI (リビオ AI) Livio (リビオ)	RIC312	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	100-110	36-39
		RIC312 AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41 (312)	90	
		RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	～ 24	
		RIC R AP (アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	～ 24	
		BTE13	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	180	
		BTE R	92	130	124	70	62	軽～高	Li-Ion	～ 22	
	Model S (モデルS)	RIC	—	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	PR41 (312)	100-110	44
		RIC AP (アブソリュートパワー)	—	130	124	70	65	高～重	PR41 (312)	90	
		BTE	92	130	122	70	62	軽～高	PR48 (13)	180	
	Livio 1000a (リビオ 1000a)	RIC R	64-75-84	107-120	102-117	40-60	35-56	軽～高	Li-Ion	～ 24	44
		RIC R AP (アブソリュートパワー)	93	130	124	70	65	高～重	Li-Ion	～ 24	
	アリエスプロ	BTE675	106	140	133	80	71	高～重	PR44 (675)	250	45

※ 電池寿命は基準の状態、フル充電時に測定した値であり、調整や使用状況により異なります。
ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

* ワイヤレス機能非搭載モデルは112-136時間となります。

クラス別 機能・保証比較表

分類	機能	機能説明
音質コア	チャンネル/バンド数	音の帯域を複数に分割することで、より自然なサウンドを再現します。
	再現周波数	高音域まで再現することで音質が向上します。
	ハウリング抑制	定評のある独自のハウリング抑制システムで不快なピーピー音から解放します。
	参照型OCL	音量感と共に自声の違和感を改善し、より自然な音質を届ける新しい圧縮型出力制限。
*1 両耳機能	空間スピーチエンハンス	賑やかな場所で正面の話し相手との会話に集中できます。
	風の中でのことば	強い風の中でも、左右の補聴器が風の影響を少なくし、会話を聞き取りやすくします。
	音楽(BGM)強調	左右の補聴器の音質を連動させ、より自然にBGMを楽しめます。
	両耳ストリーミング	スマホでの通話の音声は左右両方の補聴器から自動でバランス良く聞こえる機能です。
	ユーザーコントロール連動	片方の補聴器への操作で、左右両方の補聴器を同時に操作できます。
快適	音楽専用処理	音楽を楽しむための独自の計算式で、ありのままの自然なサウンドを届けます。
	会話強調機能	独自の技術で言葉と騒音を高速で分析し、声と声の間にある雑音さえも抑制します。
	衝撃音抑制	突発的に響く大きな音を抑制し、聞き取りの快適さを向上させます。
雑音抑制	風切り音抑制	風切り音を効果的に抑制。屋外でも聞き取りやすくします。
	機械音抑制	ミキサーや掃除機など大きな定常的な音がある場合に抑制します。
	ソフト入力雑音抑制	冷蔵庫やエアコンの小さくわずらわしい音を抑えることで、言葉をより聞き易くします。
*2 指向性	空間認識指向性	耳が持つ自然な音の方向感を復元します。
	指向性モード	言葉の自然な聞き取りを向上するために、会話と雑音を選り分けます。
カスタマイズ	ハンドル数	フィッティング時に調整できる音域の細かさ。数字が大きいほど細かくできます。
	メモリープログラム数	PC調整で設定できる最大メモリー数(標準、レストランなど)。
	完全ハンズフリー*1	iPhone11以降(iOS15.1以降)をお使いの場合、通話時に補聴器のマイクで自声を拾います。
	オンライン調整*3	ご自宅に居ながら調整が可能なアプリでの遠隔調整機能。
*1 通信機器	スマートフォン	スマートフォンと接続して通話、音楽ストリーミングができます。(詳細はP.43参照)
	ワイヤレスアクセサリ	ワイヤレスアクセサリを利用して、聞き取りやすさ、使い勝手が向上します。
	CROSシステム	CROS送信機のマイクで音を捉えて、反対側の補聴器に音声を届けます。
保証	修理保証	無償にて修理対応を行います。*4
	紛失保証	補聴器の紛失時に、無償にて同等品の提供または修理対応します。

*1：非ワイヤレスモデルの場合、使用できません。

*2：RIC、CIC、CIC312には指向性は対応しません。

*3：一部の店舗ではご利用できない場合があります。

*4：取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合。充電器は対象外です。

evolv ^{AI}					livioEdge ^{AI} livio ^{AI} livio						
2400	2000	1600	1200	1000	Edge AI	2400	AI/2000	AI/1600	AI/1200	AI/1000	
耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ	耳あな	耳かけ
24	20	16	12	10	24	24	20	16	12	10	
10KHz	10KHz	10KHz	8KHz	8KHz	10KHz	10KHz	10KHz	10KHz	8KHz	8KHz	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
— ^{*5} ★★★ ★★	— ^{*5} ★★★ ★★	— ^{*5} ★★★ ★★	—	—	— ^{*5} ★★★ ★★	— ^{*5} ★★★ ★★	— ^{*5} ★★★ ★★	— ^{*5} ★★★ ★★	— ^{*5} ★★★ ★★	—	
★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	★★★ ★★★ ★★	—	—	★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	—	
★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	★★★ ★★★ ★★	—	—	★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	★★★★ ★★★ ★★	—	
— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	—	—	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	—	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*6}	
○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	
最大 22dB	最大 10dB	最大 8dB	最大 8dB	最大 8dB	最大 20dB ^{*8}	最大 20dB ^{*8}	最大 8dB ^{*8}	最大 6dB ^{*8}	最大 6dB	最大 6dB	
最大 15dB	最大 9dB	最大 6dB	最大 6dB	最大 6dB	最大 15dB	最大 15dB	最大 9dB	最大 6dB	最大 6dB	最大 6dB	
最大 32dB	最大 17dB	最大 9dB	最大 9dB	最大 9dB	最大 30dB	最大 30dB	最大 15dB	最大 7dB	最大 7dB	最大 7dB	
最大 22dB	最大 12dB	最大 7dB	最大 7dB	最大 7dB	最大 20dB	最大 20dB	最大 10dB	最大 5dB	最大 5dB	最大 5dB	
★★★ ★★	★★★	★★	★	★	★★★ ★★	★★★ ★★	★★★	★★	★	★	
○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	
追従型 24ch	追従型 20ch	追従型 16ch	追従型 12ch	固定型 自動切替	追従型 24ch	追従型 24ch	追従型 20ch	追従型 16ch	追従型 12ch	固定型 自動切替	
24	20	16	12	10	24	24	20	16	12	10	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*6}	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*6}	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*6}	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*6}	
— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	—	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	— ^{*5} ○	—	
3年	3年	2年	2年	2年	3年	3年	3年	2年	2年	2年 ^{*7}	
2年1回	2年1回	1年1回	— ^{*9}	— ^{*9}	2年1回	2年1回	2年1回	1年1回	— ^{*9}	— ^{*9}	

*5：RIC R / RIC 312 / BTE 13のみ対応します。

*6：センサー & AIの機能比較は54・55ページをご参照ください。

*7：1000a(44ページ)には適用しません。

*8：騒音検知レベルを強化する機能オプションがあります。

*9：耳あな型のみ納入後120日間の紛失保証となります。

クラス別 センサー&AI (ヘルサブル) 機能比較*

分類	機能	どのような機能？	どのような時に利用？
きこえ ヒアリングパフォーマンス	エッジモード+ <small>UPDATE</small>	いつでも、どこでも、あなたが欲しいと 思った時に、AIが音質を調整してくれる	いつ・どんな場所でも、聴き 取りに我慢したくないときに
	エッジモード		
	ボイスコマンド	タップしてつばやくだけで 補聴器を音声操作できる	時間をかけずに操作したい
	タップコントロール	トントンするだけで ストリーミングの開始と停止ができる	
	ボイスAI	利用すればするほど、AIが音声を 学習する遠隔マイク*1	ささやき声を 聞き逃したくないときに
	マスクモード*2	マスク越しの声を聴き取りやすくする	病院やコンビニのレジでの会話 など聞き逃したくないときに
	自動オン/オフ	置きっぱなしにしても15分で 自動的に省エネモード	補聴器を放置してしまい 放電してしまうとき
	セルフチェック*3	補聴器の内部の状態を スマホが診断してくれる	突然聞こえなくなっても、どうし たらいいかはスマホでチェック
ヘルスケア 健康とウェルネス	TeleHear オンライン調整*3*4	補聴器をオンラインで調整できる	自宅に居ながら、 補聴器のことを相談したい
	身体の健康スコア	運動量を毎日ゲーム感覚で 管理できる	心身ともに 健康的な生活を送りたい
	脳の健康スコア	脳の活性につながる行動を 無理なく管理できる	
	転倒通知 <small>UPDATE</small>	転んだ時にスマホから 登録先にメッセージを送信	万が一のときでも 家族が安心できる
情報アシスタント AIアシスタント	ヒアシェア <small>UPDATE</small>	離れた場所から補聴器の使用状況を モニタリング	家族が離れた場所にも あなたを見守ってくれる
	電話を探す	スマートフォンを置いた場所を 補聴器が教えてくれる	家の中でスマートフォンが 行方不明になったとき
	リマインド通知*5 <small>UPDATE</small>	思い出したいことを、 思い出したい時に補聴器が教えてくれる	薬の飲み忘れなど、 もの忘れの防止に便利
	文字起こし	会話相手の言葉を文字に起こしてくれる	会議で、講習会で、聞き逃し たくない内容を文字で残す
	音声翻訳	27種類の言語から 聞きたい言葉をその場で翻訳	海外旅行や語学学習で 慌てる必要なし

evol ^{AI}					livioEdge ^{AI} livio ^{AI}				
2400	2000	1600	1200	1000	Edge AI	AI 2000	AI 1600	AI 1200	AI 1000
	*6	*6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—		—	—	—	—
			—	—				—	—
	—	—	—	—		—	—	—	—
				—					—
				—					—
						—	—	—	—
				—		—	—	—	—
			—	—				—	—
								—	—
		—	—	—			—	—	—
	—	—	—	—		—	—	—	—

* 非ワイヤレスモデル (IIC・CIC・CIC312で選択可能) の場合、センサー & AI機能は利用できません。

*1: iOS利用、両耳装着、250-500Hzで50dBHL以上の聴力レベルであることが動作条件です。

*2: AI非搭載モデルの、Livio 2400/2000/1600/1200でも利用できます。

*3: AI非搭載モデルの、Livio 2400/2000/1600/1200/1000でも利用できます。

*4: TeleHear オンライン調整は一部の店舗ではご利用できない場合があります。

*5: AI非搭載モデルの、Livio 2400/2000/1600でも利用できます。

*6: Evolv AI 2000/1600は Thriveアプリが必要です。

... 補聴器単体で操作できる機能です
(2023年2月現在)