

シグニア補聴器 総合カタログ

2022年11月版



Be
Brilliant™



signia

Be Brilliant™

シグニアは、世界をリードする補聴器ブランドのひとつ。

私たちが目指すこと、それは補聴器の常識を変える技術革新で、人間のパフォーマンスを向上させること。

難聴だから人生が制限される、そんなことがないように。

Be Brilliant. シグニアで、もっと鮮やかに。



The succession of 140 years

1878

Phonophor
ベルナー・フォン・シメンスが
難聴者向けの特別な
電話受信器を發明

1913

シメンス最初の補聴器
最初は難聴の従業員と
家族向けに製造

1951

Phonophor Alpha
真空管アンプを使用した
ポケットサイズの補聴器

1959

Auriculina 326
シメンス初の
耳かけ型補聴器

1966

Siretta 339
シメンス初の
耳あな型補聴器

2011

Aquaris
シメンス初の
防水・防塵補聴器

SIEMENS COOL
補聴器の
新しいカタチ

2016

プライマックス
primax★

シグニアブランド初の補聴器。
「日本語をしっかりと。楽に。」
日本を元気にする
プライマックス。

2018

シグニア エヌエックス
Signia Nx

追求したのは会話の楽しさ。
補聴器は「聞く」から
「会話を楽しむ」ツールへ。

2020

シグニア エクスベリエンス
Signia Xperience

世界初※、Xセンサー搭載。
超広角センサーと
モーションセンサーの両方を備えた、
いつでもどこでもその場に適した
音をお届けする補聴器。
※2019年10月、シバントスグループ調べ

2022

シグニア エーエックス
Signia AX

世界初※、2つの頭脳で
言葉と環境音を別々に処理する
ダブルプロセッサー補聴器。
賢さ2倍でよりくっきり、すっきり聞こえる。
※2021年4月、WSオーディオロジー
グループ調べ

業界をリードする
豊富な充電式補聴器
ラインナップ

Insio Charge&Go AX
シグニア初の充電式オーダーメイド
耳あな型補聴器。
ワイヤレス充電で取り扱い簡単。

Motion Charge&Go SP X
世界初、重度難聴対応の
スーパーパワータイプ
充電式耳かけ型補聴器。
※2021年1月、WSオーディオロジー
グループ調べ

Stylettoシリーズ
もう補聴器と呼ばない。
数々のデザイン賞を受賞した
革新的なスリム充電式登場。

ワイヤレス充電式補聴器
Cellion
リチウムイオン充電電池の
Cellionの登場で、
充電式補聴器が
一気にメインストリームに。

シグニア補聴器
難聴への取り組み

シグニア補聴器公式
YouTubeチャンネル
お役立ち動画はこちら



INDEX

- 補聴器を選ぶ前に
 - 140年以上の歴史 1
 - 聞こえること・難聴のこと 3
 - 補聴器のこと 5
 - 補聴器の種類 7
 - 補聴器のシリーズ、クラスと機能 9
- おすすめ補聴器
 - Insio Charge&Go AX 11
 - Styletto AX 13
 - Pure Charge&Go AX 14
 - Motion Xシリーズ 15
 - マスクに最適な耳あな型補聴器 16
- Signia AX
 - Signia AX テクノロジー 17
 - Signia AX 7AX 19
 - Signia AX 5AX 21
 - Signia AX 3AX 23
 - Signia AX 2AX/1AX 25
 - Signia AX用充電器 27
- Signia Xperience
 - Signia Xperience テクノロジー 29
 - Signia Xperience 7X/5X/3X 31
 - Signia Xperience 2X/1X 33
- Signia Nx 35
- その他補聴器 37
- アクセサリー・アプリ等
 - アクセサリー・補修パーツ 40
 - イヤモールド 41
 - ケアソリューション 42
 - アプリ・リモコン 43
 - CROS/BiCROS補聴システム 45
- カラーバリエーション・性能一覧
 - RIC型・耳かけ型カラーバリエーション 47
 - RIC型・耳かけ型性能一覧 49
 - 耳あな型カラーの選び方・性能一覧 51
 - 機能比較表 53
 - おすすめラインナップ性能表 55
 - シグニア補聴器の安心保証とスマートリペア 56

シグニア補聴器は、シメンスの140年以上の歴史を継承しています。

革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。

確かな品質と共に、お客様に寄り添う誠実なブランドであり続けます。

補聴器を選ぶ前に

おすすめの補聴器

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器

アクセサリー・アプリ等

カラーバリエーション・性能一覧

聞こえのこと 難聴のこと

聞こえのチェック

● こんなことはありませんか？


- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りの人から、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる

● こんな聞き間違いありませんか？

- しちじ(7時) ←→ いちじ(1時)
- しろい(白い) ←→ ひろい(広い)
- たかな(高菜) ←→ さかな(魚)

該当する場合は
聴力が低下しているかもしれません


耳の構造と役割



難聴の種類	解説	
伝音難聴	中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴。	医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もある。
感音難聴	加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴。	医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもある。
混合性難聴	伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴。	

加齢による聴力低下

- 難聴は年を重ねるにつれ、誰にでも起こりうるもの。
- 聴力の低下は30代からすでに始まっている。
- 難聴が進むと高い音から聞きづらくなり、聞こえる音が減っていく。
- 加齢性難聴は自分では気づきにくい。



聞こえの目安

軽度難聴 25dBHL~40dBHL	中等度難聴 40dBHL~70dBHL	高度難聴 70dBHL~90dBHL	重度難聴 90dBHL以上
<ul style="list-style-type: none"> ・小さな声やささやき声が聞き取りにくい ・テレビの音が大きいと言われる 	<ul style="list-style-type: none"> ・普通の会話が聞きづらい ・自動車がそばに来て初めて気づく 	<ul style="list-style-type: none"> ・大きな声でも聞きづらい ・大きな声でも聞き間違いが多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・耳元での大きな声も聞きづらい

聞こえの仕組み、聞こえと難聴についての動画はこちら



補聴器を選ぶ前に

おすすすめ補聴器

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

補聴器

アクセサリ！
アプリ等

カラーバリエーション・性能一覧



補聴器はなぜ必要？

難聴の場合、早いタイミングで適切な補聴器をつけると、いろいろなメリットがある。

● より良い コミュニケーション

音がよく聞こえるようになると、家族や友人と話をすることが楽しくなる。



● 人間関係と 心の健康

人生100年時代。コミュニケーション不足によって人間関係が疎遠になるのを防ぎ、あなたの新しい挑戦を応援する。



● 生活上の 危険の回避

音で周囲の状況を把握し、危険を未然に防ぐのを助けてくれる。




● 音で脳に良い 刺激を与える

聴覚刺激を増やすことで、「楽しい」「うれしい」などの情動を引き起こし脳機能を活性化できるといわれている。



補聴器購入の流れ



聞こえの状態や悩み、生活スタイルを確認

聴力のレベルを測定

聴力測定の結果を元に、一人ひとりの聴力や希望に合うように補聴器を調整

購入後も定期的に補聴器の調整や点検を行う

両耳装用のすすめ

● 音の方向がわかりやすい



● 騒音下での聞きとりが良い



● 疲れにくいから長く使える



使いこなすにはトレーニングと調整が重要



補聴器で再び聞こえ出した音に脳が慣れるまでには時間がかかる。




最初の数ヶ月間[※]は聞こえ方が変化。



毎日つけてトレーニングすることが大事。



定期的にお店に通い、その時の聞こえに一番合うように調整してもらう。



聞こえのイメージ

脳は聞こえない状態に慣れてしまったため、静かな環境が当たり前と感じている。

いままで気にしてなかった音が急に聞こえるようになるので、うるさく感じることもある。

毎日いろいろな場所で音を聞き、少しずつ脳が音に慣れていく。

補聴器を使いこなしてコミュニケーションを楽しめるようになる。

※3~6ヶ月が目安

補聴器の種類

補聴器の形状による分類



RIC型・耳かけ型



耳あな型

使用電池による分類



充電式補聴器

- ・取り扱い簡単
- ・電池交換の手間不要



電池式補聴器

- ・電池を入れたらすぐに使える

作り方による分類



既製品

- ・気軽に誰にも合いやすい



オーダーメイド

- ・一人ひとりの耳に合わせて製作

シグニア補聴器の最新・人気器種についての動画はこちら



形状	SLIM RIC型	RIC型	耳かけ型				耳あな型										
特徴		<ul style="list-style-type: none"> ● 取り扱いカンタンな充電タイプも! ● 機能が豊富でオールインワン 	<ul style="list-style-type: none"> ● 幅広い聴力に対応し聴力が低下しても安心 ● 多彩なカラーバリエーションで楽しめる 				<ul style="list-style-type: none"> ● 小型器種はより小さく、目立ちにくい ● 耳あなに挿れるので外れにくく、汗に強い 								<ul style="list-style-type: none"> ● マスクやメガネ、帽子の邪魔になりにくい 		
装着イメージ	 チューブが細く目立ちにくい		 持ちやすく着け外しが簡単				 フルスペックのワイヤレス充電式耳あな型	 フルスペックのワイヤレス充電式耳あな型		 目立たない	 ワンタッチで着け心地快適	 定番サイズ	 Bluetooth搭載選択可能	 高度難聴対応			
使用電池	充電	充電	電池	充電	電池	充電	充電	充電	電池	電池	電池	電池	電池	電池	電池		
作り方	既製品						オーダーメイド		既製品	オーダーメイド							
対応シリーズ	Signia AX Signia Xperience	Signia AX Signia Xperience	Signia AX Signia Xperience Signia Nx	Signia Xperience				Signia Nx		Signia AX	Signia Xperience	Signia Nx					
代表器種	 Styletto AX	 Pure Charge&Go AX	 Pure 312 AX	 Motion Charge&Go X	 Motion Charge&Go P X (パワー)	 Motion Charge&Go SP X (スーパーパワー)	 Motion 13 Nx	 Motion 13P Nx (パワー)	 Insio Charge&Go AX ワイヤレス充電ITC	 Insio Charge&Go AX ワイヤレス充電ITE	 Silk X	 IIC	 CIC	 COOL	 ITC	 ITC TWIN	 ITE TWIN
適応聴力	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度	軽度 中等度 高度 重度

平均聴力+10dB程度の余裕がある器種をお選びください
※個人差があるため当てはまらない場合があります

補聴器を選ぶ前に
おすすめ補聴器
Signia AX
Signia Xperience
Signia Nx
その他
アクセサリ：
カラーバリエーション、
性能一覧

補聴器のシリーズ クラスと機能

シリーズ

基本性能の違いにより2大シリーズに分かれています。
あなたに合う最適なシリーズを選びましょう。

シグニアが誇る最上位機種

シグニア エーエックス
Signia AX

世界初^{*}、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー補聴器。
※2021年4月、WSオーディオロジーグループ調べ

シグニア エクスぺリエンス
Signia Xperience

世界初^{*}、Xセンサー搭載。どこにいても、何をしても、最適な音をあなたに。
※2019年10月、シバントスグループ調べ

※各機能の詳細は53ページの機能比較表をご参照ください

各シリーズの対応クラス	故障や紛失時に	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
Signia AX Signia Xperience	保証 ^{*1}	チャンネル	Bluetooth ^{*3}	Xセンサー 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド ^{*4}	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー ^{*5}	iPhone ハンズフリー通話 ^{*6}	OWN VOICE PROCESSING OVP ^{*7}	ビーム指向性 ^{*5} 両耳	パワー ^{*8} エンハンス	スピーチ フォーカス ^{*5}	反響音抑制 ^{*9}	スピーチフォーカス360° ^{*5} 両耳	12kHz 帯域 対応
7 プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	3年 修理保証 2年 紛失保証	48ch ^{*2}															
5 アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3年 修理保証 2年 紛失保証	32ch															
3 スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる	2年 修理保証 1年 紛失保証	24ch															
2 ベーシック 室内の快適さを重視	2年 修理保証	16ch															
1 バリュー 基本性能を搭載	2年 修理保証	16ch															


クラス

搭載機能の違いにより5つのクラスに分かれています。
高いクラスほど活用できる場面がひろがります。

7 **5** **3** **2** **1**
プレミアム アドバンス スタンダード ベーシック バリュー

各シリーズの共通性能


●きめ細かい聞こえ チャンネル数が多いほど、より静かでハッキリとした音質に近づきます。



●日本語がしっかり・楽に聞こえる

*1 詳しくは56ページに記載 *2 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch *3 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 *4 ライブサウンドはSignia AXで進化した機能の総称。詳しくは17ページをご確認ください *5 Silk Xは非対応

*6 Signia AXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降) のハンズフリー通話ができます。それ以外のBluetooth搭載機種とスマートフォンの場合、StreamLine Micをマイクとしてハンズフリー通話を利用することができます *7 Signia AXシリーズのRIC型はさらに進化したOVP 2.0に対応。Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応 *8 Silk Xは両耳装用で対応 *9 Signia Xperienceの5クラスは非対応 *10 Signia AXシリーズの7クラスは、反響音抑制機能が自動で働く。それ以外のシリーズ/クラスは手動でプログラム切替が必要 *11 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは非対応



シグニア最先端ダブルプロセッサー搭載
フルスペック充電式耳あな型補聴器



電池交換不要で手間いらず
●わずらわしい電池交換が不要
●電池の買い忘れ心配なし



汗水に安心
●高い防水性と防塵性
●国際保護等級最高位のIP68
※完全防水ではありません

Signia AX



New インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX

実寸大



ワイヤレス充電ITC

軽 中 高

ノーマル: 113 / 50 ~70dB
パワー: 118 / 55 ~80dB
ハイパワー: 124 / 65 ~90dB



ワイヤレス充電ITE

軽 中 高

パワー: 118 / 55 ~80dB
ハイパワー: 124 / 65 ~90dB

[カラー バリエーション]



ブラック



ページュ



HS(ハーフサイズ)

ITEを可能な範囲で小さく製作

オプション



国際的に権威のあるデザイン賞
「iFデザインアワード2022」受賞



2022年度「グッドデザイン賞」受賞



あなたの耳にあわせて丁寧に製作、オーダーメイドだから抜群のフィット感。



扱いやすいサイズで着け外し簡単。マスクやメガネの邪魔にもなりにくい。



本体の操作だけでテレビの音声を聞いたり、*1プログラム切替ができるので便利。



iPhoneもAndroidスマートフォンも、通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。*2 iPhoneは電話を持たずにハンズフリーで通話できる。*3



耳あな型最高の防水性能IP68搭載、汗かきや水仕事でも安心。

シェル形状選択の目安

内部部品ユニット:
高速演算やワイヤレス充電を司る、補聴器内部で大きな容積を占めるパーツです。

実寸大



充電器




充電器にポンと置いたら充電できるワイヤレス充電で扱いがらくらく。左右の充電スロットが色違いで識別しやすい。

使用可能時間の目安

充電時間 4時間
フル充電
使用可能時間 28時間

内部部品ユニットが耳のくぼみに収まる場合


ワイヤレス充電ITC



※耳の形状によっては、仕上がりがくぼみに収まりきらない場合があります

内部部品ユニットが耳のくぼみに収まらない場合

ワイヤレス充電ITE



※可能な範囲で小さく製作するHS(ハーフサイズ)もあります



※充電器の詳細は27, 28ページをご確認ください



クラス	保証	チャンネル	機能														クラス	両耳価格*	片耳価格*		
			Bluetooth	Xセンサー 超広角センサー	2x ダブルプロセッサー	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	Signia AX iPhone ハンズフリー通話	OWN VOICE PROCESSING OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)				12 kHz 12kHz帯域対応	
インシオチャージ&ゴー Insio Charge&Go AX	7AX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7AX	¥1,204,000	¥624,000
	5AX	3年保証 2年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5AX	¥864,000	¥454,000
	3AX	2年保証 1年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3AX	¥564,000	¥304,000
	2AX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2AX	¥464,000	¥254,000
	1AX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1AX	¥364,000	¥204,000

*1 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 *2 iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids)機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声ストリーミングをするには別途StreamLine Micが必要 *3 Signia AXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone(iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます。それ以外のBluetooth搭載機種とスマートフォンの場合、StreamLine Micをマイクとしてハンズフリー通話を利用することができます

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

〈販売名〉補聴器 AXシリーズ カスタム

おすすめ
補聴器



世界初*1の Signia AX 技術搭載、スタイリッシュ充電式補聴器
もっとおしゃれに、もっと楽しく

Signia AX

New スタイルレット
Styletto AX



S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB

選べる充電器



Qi規格対応ポータブル充電ケース



ドライ&クリーン充電器

UV除菌
乾燥

充電ケース、充電器、充電時間
等の詳細は27、28ページを
ご確認ください

カラーバリエーションは
47ページをご確認ください

- 受賞歴のあるスリムで洗練されたデザインを継承、よりコンパクトで耳の後ろにすっぽり収まる。エレガントなツートンカラーでアクセサリのように楽しめる。
- Qi充電パッドに置くだけでケースごと充電。蓄電機能付きのケースで外でもらくらく充電。

共通機能

- 2x 2x 2x Signia AX 搭載、ダブルプロセッサーでより楽な聞こえを実現。
- iPhoneもAndroidスマートフォンも、通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。*2 iPhoneはハンズフリー通話も対応。*3
- 無料アプリSignia appで、スマートフォンが補聴器のリモコンに。
- マスクモードやSignia Assistant、補聴器利用をさらに便利にするサポート機能が充実。



〈販売名〉補聴器 AXシリーズ

- コンパクトなのにフル充電で28時間も使用可能。幅広い適応聴力で聴力が変わっても安心。
- 補聴器本体のスイッチで、音量調節やプログラム変更ができて便利。



〈販売名〉補聴器 AXシリーズ

おすすめ
補聴器

RIC型充電式補聴器の定番
コンパクトで、フル充電で28時間も使える*5

Signia AX

New ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX



S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB

選べる充電器



ポータブル充電ケース



ドライ&クリーン充電器

UV除菌
乾燥

充電ケース、充電器、充電時間
等の詳細は27、28ページを
ご確認ください

カラーバリエーションは
47ページをご確認ください

クラス	保証	チャンネル	機能														クラス	両耳価格*	片耳価格*
			Bluetooth*2	Xセンサー 超広角センサー	Signia AXのみ対応 ダブルプロセッサー	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	Signia AX iPhone*3 ハンズフリー通話	OWN VOICE PROCESSING OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)			
7AX	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7AX	¥1,204,000	¥624,000
5AX	3年保証 2年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5AX	¥864,000	¥454,000
3AX	2年保証 1年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3AX	¥564,000	¥304,000
2AX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2AX	¥464,000	¥254,000
1AX	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1AX	¥364,000	¥204,000

*1 2021年1月、WSオーディオロジーグループ調べ *2 Bluetooth搭載機種はTV・スマートフォンの音声を補聴器に転送して聞くことが可能。TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

*3 Signia AXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降) のハンズフリー通話ができます。それ以外のBluetooth搭載機種とスマートフォンの場合、StreamLine Micをマイクとしてハンズフリー通話を利用することができます *4 HPLシーバーは別途費用がかかります *5 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります

*補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

補聴器を選ぶ前に

お好みの補聴器

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他

補聴器

アクセサリ

性能一覧

カラーバリエーション

おすすめ
補聴器



世界初*1、110dBまでの重度難聴対応充電式スーパーパワータイプ
を含む、充電式耳かけ型Motion Xシリーズ3器種 Signia Xperience

モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go X



チューブ*2: ~70dB
イヤフック: ~90dB

モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go P X




チューブ*2: ~80dB
イヤフック: ~100dB

モーション チャージ&ゴー
Motion Charge&Go SP X



イヤフック: ~110dB

Motion Charge&Go X用充電器



7X/5X/3X用フタ付き充電器



2X/1X用シンプル充電器

Motion Charge&Go P X/SP X用充電器



ドライ&クリーン充電器



充電時間	30分 スピード充電	4時間 フル充電
X	6時間	24時間
P X	7時間	30時間
SP X	4時間	61時間

使用可能時間の目安

カラーバリエーションは
48ページをご確認ください

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

クラス	保証	チャンネル	機能											両耳価格*	片耳価格*					
			Bluetooth*3	Xセンサー 超広角 センサー	突発音 抑制	風雑音 抑制	Xセンサー モーショ ンセンサ ー	OVP (両耳)	ビーム 指向性 (両耳)	パワー エンハ ンス	スピー チフォー カス	反響音 抑制	スピー チフォー カス360° (両耳)			12kHz帯域 対応*				
7X	3年保証 2年保証	48ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¥1,064,000	¥554,000
5X	3年保証 2年保証	32ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¥764,000	¥404,000
3X	2年保証 1年保証	24ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¥544,000	¥294,000
2X	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¥444,000	¥244,000
1X	2年保証	16ch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	¥304,000	¥174,000

*1 2021年1月、WSオーディオロジーグループ調べ *2 Motion Charge&Go XとP XはThinチューブ3.0とイヤフック両方利用可能 *3 Bluetooth搭載器種はTV・スマートフォンの音声を補聴器に転送して聞くことが可能。TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要 *4 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch。12kHz帯域非対応

(販売名)補聴器 Xシリーズ

おすすめ
補聴器

マスクと相性抜群
種類豊富な耳あな型



より小さく、
より目立ちにくい



マスクやメガネの
邪魔になりにくい

既製品

Signia Xperience

シルク
Silk X



Signia Nx

インシオ
Insio Nx



一人ひとりの耳に合わせて作るオーダーメイド

最小
アイアイシー
IIC

小型
シーアイシー
CIC



スタイリッシュ耳あな型
クール
COOL



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC



耳あな型の定番
アイティーシー ツイン
ITC TWIN


*Bluetooth有り/無しを選択可能



パワータイプ
アイティーイー ツイン
ITE TWIN

*Bluetooth有り/無しを選択可能

特徴 軟らかい耳せんで
優しいつけ心地



右:スケルトンレッド
左:スケルトンブルー

オーダーメイドなので、耳あなにぴったりフィット

フェイスプレート



ベージュ

モカ

ブラック

シェル



スケルトンレッド

スケルトンブルー

パープル

ベージュ

ゴールド

グリーン

マゼンタ

ブラック

※カラーの選び方は51ページをご確認ください

※補聴器は非課税です

クラス	保証	チャンネル	機能	Silk X		Insio Nx			
				クラス	両耳価格	片耳価格	クラス	両耳価格	片耳価格
7	3年保証 2年保証	48ch	Silk Xの機能は31~34ページ、Insio Nxの機能は35ページをご確認ください	7X	¥1,020,000	¥510,000	7Nx	¥1,020,000	¥510,000
5	3年保証 2年保証	32ch		5X	¥720,000	¥360,000	5Nx	¥580,000	¥290,000
3	2年保証 1年保証	24ch		3X	¥500,000	¥250,000	3Nx	¥440,000	¥220,000
2	2年保証	16ch		2X	¥400,000	¥200,000	2Nx	¥360,000	¥180,000
1	2年保証	16ch		1X	¥260,000	¥130,000	1Nx	¥240,000	¥120,000

※ Silk Xの3クラスのみ1年紛失保証対応

(販売名)補聴器 Silk X、補聴器 Nxシリーズ カスタム



シグニア エーエックス
Signia AX

世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー補聴器

※ 2021年4月、WSオーディオロジックグループ調べ




CES 2022イノベーションアワード受賞
本賞は最先端の27の製品分野から、品質、デザイン、ユーザーに提供する価値、独自性と革新性に優れた特に注目すべき製品を表彰する国際的な賞です。



いままで

1つのプロセッサーでは言葉と環境音の分別に限界があった。



Signia AX

2つのプロセッサーが言葉と環境音を別々に処理。賢さ2倍でよりくっきり、すっきり聞こえる。

言葉がよりくっきり




環境音がよりすっきり



「ライブサウンド」で、まるで生音

シグニア音声技術の集大成!様々な革新的な技術がさらに進化して、これまでにない聴覚体験を実現。まるで生音のような、人間の耳に近い明瞭で自然な聞こえをあなたに。



優れた機能で補聴器ライフをさらに便利に

- 100シーン自動対応のXセンサー搭載。*3
どこにいても、何をしても最適な音をあなたに。
- iPhoneは電話を持たずにハンズフリー通話*4
補聴器をさわるだけで通話可能な「ながら通話」が便利。
- iPhoneもAndroidスマートフォンも、
通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。*5
テレビも自分の音量で楽しめる。
- マスクモード搭載でマスク越しの会話も聞きやすい。スマホアプリでワンクリックONにすればすぐに使える。
- 歩数、活動量、補聴器使用時間、会話レベルをモニタリングする「My WellBeing」対応、よりアクティブで効果的な補聴器使用をサポート。*6
- さらに長い電池持ち時間でいつでも安心。

*3 Signia AXシリーズの7/5/3クラスは超広角センサーとモーションセンサー両方搭載、100シーン自動対応。Signia AXシリーズの2/1クラスは超広角センサーのみ搭載、50シーン自動対応。Xセンサーの詳細は29ページをご確認ください *4 Signia AXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます。それ以外のBluetooth搭載機種とスマートフォンの場合、StreamLine Micをマイクとしてハンズフリー通話を利用することができます *5 iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ直接音声ストリーミングすることが可能。(ただしメーカーや機種によって利用できない場合があります) それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 *6 「My WellBeing」はSignia AXシリーズの7/5/3クラスのみ対応。「My WellBeing」の詳細は44ページをご確認ください

*1 Signia AXシリーズの7クラスは反響音抑制が自動で働く。それ以外のシリーズは反響音抑制の対応クラスのみ、手動でプログラム切替が必要
*2 RIC型は7/5/3クラスのみOVP2.0対応。Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応

補聴器を選ぶ前に

おすすめ補聴器

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他

アクセサリ！
アプリ等

カラーバリエーション・
性能一覧

こだわりのあるあなたに、澄み渡る音を



7
プレミアム
 シグニア補聴器の最上位クラス

こんな方におすすめ

- 横や後ろの音が聞き取りづらい
- もっと自然な音で楽に使いたい

両耳
 スピーチフォーカス360°
 自動で前後左右からの声にピントを合わせるから、車やバスの中でも聞き取りやすい。

12 kHz
 12kHz帯域対応
 高周波数音をしっかり収集し、音楽も、自然の音も、もっと高音質で楽しめる。

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

機能

- 2x: ダブルプロセッサー
- SENSOR: ライブサウンド
- OVP 2.0: OWN VOICE PROCESSING
- Bluetooth
- テレビ
- Signia app
- Signia Assistant
- コーティング: RIC型・耳かけ型 (防水・防塵 IP68)
- 耳あな型 (防水・防塵 IP68)
- 安心保証: 3年修理保証 + スマートリペア (保証期間以降も安心) + 2年紛失保証

詳しくは56ページをご覧ください

TRT 詳しくは36ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは47ページをご覧ください

電池式 RIC 型 ※カラーは47ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは11ページと51ページをご覧ください

選べる充電器

スタイリッシュ充電式
 スタイルレット
Styletto AX

充電

選べる充電器

充電式RIC型
 ビュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX

充電

電池式の定番
 ビュア
Pure 312 AX

312

充電式耳あな型
 インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX

充電

充電器、充電ケースの詳細については27、28ページをご確認ください

クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7AX	¥1,204,000*1	¥624,000*1	¥1,160,000	¥580,000	¥1,204,000*1	¥624,000*1
適応聴力	軽 中 高 S:~60dB M:~75dB P:~90dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:*2~100dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:*2~100dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	

Signia AX

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
7AX	チャンネル	Bluetooth	Xセンサー 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	iPhone ハズフリー通話	OVP 2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	自動 反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応

*4 Signia AXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます。それ以外のBluetooth搭載機種とスマートフォンの場合、StreamLine Micをマイクとしてハンズフリー通話を利用することができます *5 Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応

スマートフォン用アプリ インストールはこちら

Signia app

無料のスマートフォンアプリで、より手軽に、よりスマートに補聴器をコントロール

詳しくは43ページをご覧ください

RIC型 (販売名)補聴器 A Xシリーズ
 耳あな型 (販売名)補聴器 A Xシリーズ カスタム ※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に
 おすすめ補聴器
 Signia Xperience
 Signia Nx
 その他
 補聴器
 アクセサリー
 アプリ等
 カラーバリエーション
 性能一覧

にぎやかな場所でも、会話が弾む



機能

- 2x: ダブルプロセッサー
- SENSOR: ライブサウンド
- OVP 2.0: OWN VOICE PROCESSING
- Bluetooth: Bluetooth
- テレビ: テレビ
- Signia app: Signia app
- Signia Assistant: Signia Assistant
- RIC型・耳かけ型: コーティング
- 耳あな型: ナノコートで撥水
- 防水・防塵 IP68
- 安心保証: 3年修理保証 + スマートリペア (保証期間以降も安心) + 2年紛失保証

詳しくは56ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは47ページをご覧ください

TRT 詳しくは36ページをご覧ください

電池式 RIC 型 ※カラーは47ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは11ページと51ページをご覧ください

選べる充電器

充電式 RIC 型
スタイレット
Styletto AX

充電

充電式 RIC 型
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX

充電

充電器、充電ケースの詳細については27、28ページをご確認ください

選べる充電器

電池式の定番
ピュア
Pure 312 AX

312

充電式 耳あな型
インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX

充電

ワイヤレス充電 ITC

ワイヤレス充電 ITE

5
アドバンス
ワンランク上の聞こえを実感

- こんな方におすすめ
- 色々な方向から聞こえてくる声に集中できない
 - 場所によって声が反響して聞き取りづらい

スピーチフォーカス

前後から聞こえてくる人の声に自動でピントを合わせるから、会話がより聞き取りやすくなる。

反響音抑制

広い場所でも会話が響かず、いろいろな場所でより快適に会話を楽しめる。

クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
5AX	¥864,000*1	¥454,000*1	¥820,000	¥410,000	¥864,000*1	¥454,000*1
適応聴力	軽 中 高 S:~60dB M:~75dB P:~90dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:*2~100dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:*2~100dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB

Signia AX

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
5AX	32ch	Bluetooth	Xセンサー 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	iPhone ハズフリー通話	OVP 2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応

スマートフォン用アプリ インストールはこちら

Signia app

無料のスマートフォンアプリで、より手軽に、よりスマートに補聴器をコントロール

詳しくは43ページをご覧ください

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

*4 Signia AXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます。それ以外のBluetooth搭載機種とスマートフォンの場合、StreamLine Micをマイクとしてハンズフリー通話を利用することができます *5 Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応

RIC型 (販売名)補聴器 A Xシリーズ
耳あな型 (販売名)補聴器 A Xシリーズ カスタム ※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に
おすすめ補聴器
Signia AX
Signia Xperience
Signia Nx
その他
補聴器
アクセサリ
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

聞きたいことが、より楽に聞こえる

機能

- 2x: ダブルプロセッサー
- ライプサウンド
- SENSOR
- OVP 2.0: OWN VOICE PROCESSING
- Bluetooth
- テレビ
- Signia app
- Signia Assistant
- コーティング: RIC型・耳かけ型
- 耳あな型
- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水
- 防水・防塵 IP68

安心保証

- 2年 修理保証
- スマートリペア
- 1年 紛失保証

詳しくは56ページをご覧ください



充電式 RIC 型 ※カラーは47ページをご覧ください

TRT 詳しくは36ページをご覧ください

電池式 RIC 型 ※カラーは47ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは11ページと51ページをご覧ください

選ぶ充電器

スタイリッシュ充電式
スタイルット
Styletto AX

充電

充電器: 充電ケース

充電: 4回フル充電できる

UV除菌乾燥

選ぶ充電器

充電式RIC型
ピュア チャージ&ゴー
Pure Charge&Go AX

充電

充電器: 充電ケース

充電: 4回フル充電できる

UV除菌乾燥

電池式の定番
ピュア
Pure 312 AX

312

充電式耳あな型
インシオ チャージ&ゴー
Insio Charge&Go AX

充電

ワイヤレス充電ITC

ワイヤレス充電ITE

充電器、充電ケースの詳細については27、28ページをご確認ください

3
スタンダード
テレビや電話もクリアに聞こえる

こんな方におすすめ

- 動いている時は、隣の会話や後ろの音が聞きにくく感じる
- 補聴器を装用すると、自分の声が邪魔になってしまう

モーションセンサー

動いている時も横や後ろの音がはっきりわかるように自動調節。

OVP 2.0

自分の声を判別して抑制するから、自然な会話を楽しめる。

クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
3AX	¥564,000*1	¥304,000*1	¥520,000	¥260,000	¥564,000*1	¥304,000*1
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>	

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLシーバーは別途費用がかかります

Signia AX

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
3AX	チャンネル	Bluetooth	Xセンサー 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	iPhone ハズフリー通話	OVP 2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応

スマートフォン用アプリ インストールはこちら

Signia app

App Store Google play

無料のスマートフォンアプリで、より手軽に、よりスマートに補聴器をコントロール

詳しくは43ページをご覧ください

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

*4 Signia AXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone (iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます。それ以外のBluetooth搭載機種とスマートフォンの場合、StreamLine Micをマイクとしてハンズフリー通話を利用することができます *5 Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応

RIC型 (販売名)補聴器 A Xシリーズ
耳あな型 (販売名)補聴器 A Xシリーズ カスタム ※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に
おすすめ補聴器
Signia AX
Signia Xperience
Signia Nx
その他
補聴器
アクセサリ
アプリ等
カラーバリエーション
性能一覧

よりくっきり、すっきり聞こえる



2
 ベーシック
 室内の快適さを重視

1
 バリュー
 基本性能を搭載

こんな方におすすめ
 ●聞き取ろうと集中して疲れることがある
 ●補聴器の音が不自然に感じる

2x
 ダブルプロセッサー
 言葉と環境音を別々に処理して、言葉がよりくっきり、環境音がよりすっきり。一日を通して楽に聞き取れる。

ライブサウンド
 さらに進化した音声技術で人間の耳に近いより明瞭で自然な聞こえを実現。

機能

- 2x: ダブルプロセッサー
- ライブサウンド
- SENSOR
- Bluetooth
- テレビ
- Signia app
- Signia Assistant
- コーティング RIC型・耳かけ型: 防水・防塵 IP68
- 耳あな型: ナノコートで撥水 防水・防塵 IP68
- 安心保証: 2年修理保証 + スマートリペア (保証期間以降も安心)

TRT 詳しくは36ページをご覧ください。1AXは非搭載

充電式 RIC 型 ※カラーは47ページをご覧ください

選べる充電器

スタイリッシュ充電式
 スタイルレット
 Styletetto AX

充電

選べる充電器

充電式RIC型
 ビュア チャージ&ゴー
 Pure Charge&Go AX

充電

充電器、充電ケースの詳細については27、28ページをご確認ください

電池式 RIC 型 ※カラーは47ページをご覧ください

電池式の定番
 ビュア
 Pure 312 AX

312

充電式 耳あな型 ※カラーは11ページと51ページをご覧ください

ワイヤレス充電ITC

ワイヤレス充電ITE

充電式耳あな型
 インシオ チャージ&ゴー
 Insio Charge&Go AX

充電

クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
2AX	¥464,000*1	¥254,000*1	¥420,000	¥210,000	¥464,000*1	¥254,000*1
1AX	¥364,000*1	¥204,000*1	¥320,000	¥160,000	¥364,000*1	¥204,000*1
適応聴力	軽 中 高 S:~60dB M:~75dB P:~90dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:*2~100dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:*2~100dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB	軽 中 高 パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB

*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります *2 HPLレシーバーは別途費用がかかります

Signia AX

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
2AX	チャンネル	Bluetooth *3	Xセンサー 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	iPhone ハルズリー聴	OVP2.0 (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応
1AX	16ch															

スマートフォン用アプリ インストールはこちら

シグニア アプリ Signia app

無料のスマートフォンアプリで、より手軽に、よりスマートに補聴器をコントロール

詳しくは43ページをご覧ください

*3 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要

補聴器を選ぶ前に
 おすすめ補聴器
 Signia AX
 Signia Xperience
 Signia Nx
 その他
 補聴器
 アクセサリー
 カラーバリエーション
 性能一覧

AX

充電器



多種多様な充電器で
あなたのスタイルにフィット

Signia AX シリーズ
装着方法、充電器の
使用方法は動画で
ご確認ください



補聴器	スタイルレット Styletto AX		ピュア チャージ&ゴー Pure Charge&Go AX		インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX	
充電器の種類	選べる充電器 持ち運びタイプ  Qi規格対応ポータブル充電ケース (幅50mm×奥行30mm×高さ71mm) 据え置きタイプ  ドライ&クリーン充電器 (幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)		選べる充電器 持ち運びタイプ  ポー タブル充電ケース (幅66mm ×奥行33mm×高さ76mm) 据え置きタイプ  ドライ&クリーン充電器 (幅83mm×奥行82mm×高さ88mm)		据え置きタイプ  充電器 (幅118mm×奥行79mm×高さ45mm)	
特徴	 Qi規格対応、充電パッドに 置だけで充電可能  蓄電機能付きケースで 外出先でもらくらく充電  UV除菌 乾燥 充電しながら除菌・乾燥		 蓄電 機能付きケースで 外出 先でもらくらく充電  UV除菌 乾燥 充電しながら除菌・乾燥		 置くだけ 充電 充電器にポンと置ただけで充電開始	
イヤモールド 収納	 クリックモールドのクリックサイズのみ収納可能 Styletto AXはHPモールド非対応		 クリックモールド全サイズ収納可能 Styletto AXはHPモールド非対応		 クリックモールド全サイズ、 HPモールド収納可能	
充電・ 使用時間の 目安*1	ポータブル充電ケースへの蓄電  USB充電 3時間  ワイヤレス充電 6時間*2 充電ケースの蓄電量だけで、両耳4回分のフル充電が可能		ポータブル 充電ケースへの蓄電  USB充電 4時間 充電ケースの蓄電量だけ で、両耳4回分のフル充電が可能		補聴器の充電 充電時間 30分 スピード充電 4時間 フル充電 使用可能時間 6時間 28時間	

*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります

*2 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は6時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります

補聴器を選ぶ前に

おすすめ補聴器

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他
補聴器アクセサリ
アプリ等カラーバリエーション
性能一覧

世界初、*1 Xセンサー搭載補聴器。
どこにいても、何をしても、最適な音をあなたに。

超広角センサー

周囲360°の声や物音を常に分析、
400パターンの中から最適な
音質に自動で変化。



モーションセンサー

座れば前方フォーカス、
散歩中はワイドに、
聞こえを自動で最大化。

周りの環境

あなたの動き



100シーン自動対応^{*2}

これまで基本シーンは2つでした




静かな会話



騒がしい会話

このようなシーンで力を発揮します

360°の音



呼び込みの声や臨場感の
あるシーンに、360°の音を
自動でよりクリアによりリアルに。




テレビ



買い物

一対一の会話



騒がしくても、聞きづらい
こもった声も、より聞こえやすい。




仕事



こもった声

複数人の会話



360°の声をクリアに捉えな
がら雑音は自動でしっかり
抑える。



会議



食事

動いている時^{*3}



動いている時も、今まで難し
かった隣同士の会話や
車の通る音がよりはっきり
わかるように自動調整。



散歩




ジョギング

シグニア アシスタント
Signia Assistant^{*4} でいつでも聞こえをAIサポート



Signia Assistant



世界初!人工知能(AI)技術を活用した補聴器使用支援システム

- Signia app(シグニアアプリ)を開き、Signia Assistantと対話形式でやり取りするだけで、あなたの好みや環境に合った音に調節可能。
- 24時間、365日自動対応でいつでも使えるから安心。

*1 2019年10月、シバントスグループ調べ *2 Signia AX、Signia XperienceシリーズのRIC型・耳かけ型とInσιο Charge&Go AXの7/5/3クラスは100シーン自動対応。RIC型・耳かけ型とInσιο Charge&Go AXの2/1クラス、Silk X全クラスは超広角センサーのみ搭載、50シーン自動対応

*3 Signia AX、Signia Xperienceシリーズの7/5/3クラスのモーションセンサー搭載機種のみ対応 *4 Signia AX、Signia XperienceシリーズのBluetooth搭載機種に対応。詳細は43ページをご確認ください

補聴器を選ぶ前に

おすすめ補聴器

Signia AX

Signia Xperience

Signia NX

その他

アクセサリ！
アプリ等

カラーバリエーション、
性能一覧

機能

- SENSOR** *5
- OWN VOICE PROCESSING OVP** *4
- Bluetooth** *4
- テレビ** *4
- Signia app** *5
- Signia Assistant** *5
- コーティング RIC型・耳かけ型**
- 防水・防塵 IP68
- ナノコートで撥水

TRT 詳しくは36ページをご覧ください

安心保証 7X/5X

- 3年 修理保証
- スマートリペア 保証期間以降も安心
- 2年 紛失保証

3X

- 2年 修理保証
- スマートリペア 保証期間以降も安心
- 1年 紛失保証

詳しくは56ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは48ページをご覧ください



充電式 耳かけ型 ※カラーは48ページをご覧ください



電池式 RIC 型 ※カラーは48ページをご覧ください



電池式 耳あな型 ※カラーは16ページをご覧ください



クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7X	¥1,064,000 ^{*1}	¥554,000 ^{*1}	¥1,020,000	¥510,000
5X	¥764,000 ^{*1}	¥404,000 ^{*1}	¥720,000	¥360,000
3X	¥544,000 ^{*1}	¥294,000 ^{*1}	¥500,000	¥250,000
適応聴力	軽 中 高 S:~60dB M:~75dB P:~90dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP: ^{*2} ~100dB	軽 中 高 チューブ:~70dB イヤフック:~90dB	中 高 重 チューブ:~80dB イヤフック:~100dB
	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP: ^{*2} ~100dB	中 高 重 イヤフック:~110dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP: ^{*2} ~100dB	軽 中 ノーマル:114/50~70dB

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	Xセンサー 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	iPhone ハンズフリー通話	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワー エンハンス	スピーチ フォーカス	反響音抑制	スピーチ フォーカス360° (両耳)	12kHz帯域 対応	
7X	48ch ^{*3}	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	
5X	32ch	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	
3X	24ch	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	

*3 Motion Charge&Go SP Xのクラスは34ch
 *4 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。iPhoneは直接音声を送受信することが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります
 *5 Silk Xは非対応 *6 Silk Xは両耳装用対応 *7 Motion Charge&Go SP Xのクラスは非対応

スマートフォンのアプリ Signia app

無料のスマートフォンアプリで、より手軽によりスマートに補聴器をコントロール

マスクモード
マスク越しの音がより聞きやすく

Signia Assistant
補聴器使用をAIでサポート

インストールはこちら
 App Store | Google play

詳しくは43ページをご覧ください

※Silk XはマスクモードとSignia Assistantに非対応、それ以外のSignia appの機能は利用可能

RIC型・耳かけ型(販売名)補聴器 Xシリーズ
 耳あな型(販売名)補聴器 Silk X

※補聴器は非課税です

機能

- SENSOR (超広角のみ) *3
- Bluetooth *4
- テレビ *4
- Signia app *4
- Signia Assistant *4

コーティング
RIC型・耳かけ型
防水・防塵 IP68
ナノコートで撥水

安心保証
2年修理保証 + スマートリペア
保証期間以降も安心
詳しくは56ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは48ページをご覧ください



充電式 耳かけ型 ※カラーは48ページをご覧ください



電池式 RIC 型 ※カラーは48ページ
をご覧ください



電池式 耳あな型 ※カラーは16ページ
をご覧ください

クラス	両耳価格		片耳価格		両耳価格		片耳価格	
2X	¥444,000 ^{*1}		¥244,000 ^{*1}		¥400,000		¥200,000	
1X	¥304,000 ^{*1}		¥174,000 ^{*1}		¥260,000		¥130,000	
適応聴力	軽 中 高 S:~60dB M:~75dB P:~90dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB ^{*2}	軽 中 高 チューブ:~70dB イヤフック:~90dB	中 高 重 チューブ:~80dB イヤフック:~100dB	中 高 重 イヤフック:~110dB	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB ^{*2}	軽 中 ノーマル:114/50~70dB	

搭載機能	Signia Xperience										超高音質				
	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消		騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール
チャンネル	Bluetooth ^{*3}	Xセンサー 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	iPhone ハンズフリー通話	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応
2X	16ch	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
1X	16ch	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*3 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります
*4 Silk X非対応

スマートフォンのアプリ Signia app
無料のスマートフォンアプリで、より手軽によりスマートに補聴器をコントロール

マスクモード
マスク越しの声がより聞きやすく

Signia Assistant
補聴器使用をAIでサポート

インストールはこちら
App Store Google play

詳しくは43ページをご覧ください

※Silk XはマスクモードとSignia Assistantに非対応、それ以外のSignia appの機能は利用可能

RIC型・耳かけ型 (販売名)補聴器 Xシリーズ
耳あな型(販売名)補聴器 Silk X

※補聴器は非課税です

電池式 RIC 型・耳かけ型 ※カラーは48ページをご覧ください

2023年1月末日販売終了予定



RIC型の定番
ピュア
Pure 312 Nx

312



多彩なオプション
モーション
Motion 13 Nx

13



パワータイプ
モーション
Motion 13P Nx

13

クラス	両耳 価格	片耳 価格
7Nx	¥1,020,000	¥510,000
5Nx	¥580,000	¥290,000
3Nx	¥440,000	¥220,000
2Nx	¥360,000	¥180,000
1Nx	¥240,000	¥120,000

適応聴力	軽 中 高 重	軽 中 高	中 高 重
	S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB	チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB	チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth	Xセンサー 超広角センサー	ダブル プロセッサー	ライブ サウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	iPhone ハズフリー通話	OVP 両耳	ビーム指向性 両耳	パワー エンハンス	スピーチ フォーカス	反響音抑制	スピーチ フォーカス360° 両耳	12kHz帯域 対応
7Nx	48ch	●	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●
5Nx	32ch	●	—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—
3Nx	24ch	●	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—
2Nx	16ch	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1Nx	16ch	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*2 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。iPhoneは直接音声を送受信することが可能。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要
クラスのRIC型・耳かけ型のみ *4 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINに対応 *5 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINに対応。IIC、CIC、COOL、ITCは両耳装着用に対応 *6 IIC、CIC、COOL、ITCを除く

機能

- OWN VOICE PROCESSING OVP
- Bluetooth
- テレビ
- Signia app

コーティング・カラー

- RIC型・耳かけ型: 防水・防塵 IP68
- 耳あな型: ナノコートで撥水
- 8COLORS

TRT 詳しくはページ右下をご確認ください。1Nxは非搭載

安心保証

- 7Nx 5Nx: 3年修理保証 + スマートリペア + 2年紛失保証
- 3Nx 2Nx 1Nx: 2年修理保証 + スマートリペア

詳しくは56ページをご覧ください

電池式 耳あな型 ※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

インシオ
Insio



最小
アイアイシー
IIC

10A



小型
シーアイシー
CIC

10A



スタイリッシュ
耳あな型
クール
COOL

312



耳あな型の定番
アイティーシー
ITC

312



耳あな型の定番
アイティーシー ツイン
ITC TWIN

312



パワータイプ
アイティーシー ツイン
ITE TWIN

312

クラス	両耳 価格	片耳 価格
7Nx	¥1,020,000	¥510,000
5Nx	¥580,000	¥290,000
3Nx	¥440,000	¥220,000
2Nx	¥360,000	¥180,000
1Nx	¥240,000	¥120,000

*1 HPLシーバーは別途費用がかかります

スマートフォン用アプリ
インストールはこちら

Signia app

無料のスマートフォンアプリで、より手軽に、よりスマートに補聴器をコントロール

詳しくは43ページをご覧ください

TRT Signia AX, Signia Xperience, Signia Nx primaxは耳鳴り治療器機能を搭載

8割の方に効果があったと報告されている*1TRT(耳鳴り再訓練法)用の治療音(音響的ノイズ)を発生させることができます。

*1 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT(療法)耳鼻臨床95:6;639~646、2002

*各シリーズの1クラスはTRT機能非搭載

RIC型・耳かけ型(販売名)補聴器 Nxシリーズ 耳あな型(販売名)補聴器 Nxシリーズ カスタム ※補聴器は非課税です

プライマックス
primax

機能

- Signia app
- コーティング・カラー
耳かけ型
防水・防塵 IP67
ナノコートで撥水
- 耳あな型
防水・防塵 IP57
ナノコートで清潔
RCOLORS

安心保証*1

- 2年修理保証
- スマートリペア
- 1年粉失保証

*オプション対応(CIC、CIC312、2px、1pxを除く) 7px、5pxのみ

TRT 詳しくは36ページをご覧ください。1pxは非搭載

電池式 耳かけ型 ※カラーは48ページをご覧ください

電池式 耳あな型 ※オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7px	¥980,000	¥490,000	¥1,020,000	¥510,000
5px	¥580,000	¥290,000	¥620,000	¥310,000
3px	¥400,000	¥200,000	¥440,000	¥220,000
2px	¥320,000	¥160,000	¥360,000	¥180,000
1px	¥240,000	¥120,000	¥280,000	¥140,000

クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7px	¥980,000	¥490,000	¥1,020,000	¥510,000
5px	¥580,000	¥290,000	¥620,000	¥310,000
3px	¥400,000	¥200,000	¥440,000	¥220,000
2px	¥320,000	¥160,000	¥360,000	¥180,000
1px	¥240,000	¥120,000	¥280,000	¥140,000

適応聴力	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
イヤフック: ~110dB	¥980,000	¥490,000	¥1,020,000	¥510,000
ノーマル: 113/50 ~70dB	¥580,000	¥290,000	¥620,000	¥310,000
ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	¥400,000	¥200,000	¥440,000	¥220,000
ノーマル*7: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB	¥320,000	¥160,000	¥360,000	¥180,000
ノーマル: 113/50 ~70dB パワー: 118/55 ~80dB ハイパワー: 124/65 ~90dB	¥240,000	¥120,000	¥280,000	¥140,000

販売名	補聴器	primaxシリーズ	primaxシリーズ	カスタム
スーパーパワー モーション Motion SP	675	小型 シーアイシー CIC / CIC 312	幅広い聴力に対応 エムシー MC / MC 312	スタイリッシュ耳あな型 クール COOL / COOL 13
インシオ Insio	10A 312	耳あな型の定番 アイティシー ITC / ITC TWIN	電池長持ちパワータイプ アイティイー ITE / ITE TWIN	

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	Xセンサー 超広角センサー	ダブル プロセッサー	ライブ サウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー モーションセンサー	iPhone ハンズフリー通話	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワー エンハンス	スピーチ フォーカス	反響音抑制	スピーチ フォーカス	12kHz帯域 対応	
7px	48ch	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
5px	32ch	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	
3px	24ch	●	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
2px	16ch	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1px	16ch	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

【周辺機器】

2023年1月末日
販売終了予定

テレビパック2*2
¥55,000(税込)

その他、対応リモコン・
アプリは 44 ページを
ご参照ください

※補聴器は非課税です

*1 詳しくは56ページに記載 *2 CIC、CIC 312を除く。テレビ視聴はテレビパック2が必要です *3 耳あな型は、ITC TWIN、ITE TWINに対応 *4 耳あな型はMC/MC 312(7クラス両耳装用)、ITC TWIN、ITE TWINに対応 *5 シングルマイク器種には非搭載 *6 Motion SPを除く *7 COOL 13はパワーのみ対応 *8 Motion SPは7/5クラスとも24ch

インティス
Intuis3



機能

- Signia app
- コーティング・カラー
防水・防塵 IP67
ナノコートで撥水
- 安心保証*1

2年修理保証 + スマートリペア

*オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

製品名	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池	アプリ/対応リモコン
RIC型	12ch	¥180,000	¥90,000	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP*:~100dB	312	[スマートフォン対応アプリ] シグニア アプリ Signia app [リモコン] ミニポケット miniPocket ※詳しくは43、44ページをご覧ください
ミニ耳かけ型S				軽 中 チューブ: ~50dB イヤフック: ~65dB	312	
耳かけ型M				軽 中 高 チューブ: ~65dB イヤフック: ~85dB	13	
耳かけ型P				中 高 イヤフック: ~100dB	13	
耳かけ型SP				中 高 重 イヤフック: ~110dB	675	
販売名	補聴器 Intuis3					

*HPLシーバーは別途費用がかかります ※補聴器は非課税です

機能

- Signia app
- コーティング・カラー
ナノコートで清潔
RCOLORS
- 安心保証*1

2年修理保証 + スマートリペア

*オプションやカラー、名前刻印などは51ページをご覧ください

形状	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池	アプリ/対応リモコン
CIC	12ch	¥220,000	¥110,000	軽 中 ノーマル:113/50 ~70dB	10A 312	[スマートフォン対応アプリ] シグニア アプリ Signia app [リモコン] ミニポケット miniPocket ※詳しくは43、44ページをご覧ください
CIC 312				軽 中 高 ノーマル:113/50 ~70dB パワー:118/55 ~80dB ハイパワー:124/65 ~90dB	10A 312	
MC				軽 中 高 ノーマル:113/50 ~70dB パワー:118/55 ~80dB ハイパワー:124/65 ~90dB	10A 312	
MC 312				軽 中 高 ノーマル:113/50 ~70dB パワー:118/55 ~80dB ハイパワー:124/65 ~90dB	312	
ITE				軽 中 高 パワー:118/55 ~80dB ハイパワー:124/65 ~90dB	13	
販売名	補聴器 Intuis3 カスタム					

*耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご指定のオプションが取り付けられない場合があります ※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります ※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に
おすすめ補聴器
Signia AX
Signia Xperience
Signia Nx
その他
アクセサリ！
アプリ等
カラーバリエーション・
性能一覧

フロント Prompt / ファン Fun

フロント Prompt 基本性能を備えた補聴器

コーティング・カラー ナノコートで撥水 安心保証 2年修理保証 + スマートリペア



- Lifeチューブ (Sのみ) (別売)
- ツインマイク
- プッシュボタン
- ボリューム付 (MPのみ)

製品名	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池
S	8ch	¥100,000	¥50,000	軽 中 チューブ: ~50dB イヤック: ~65dB	312
MP				中 高 重 ~100dB	13

*Prompt MPの本体刻印はPrompt Pです *miniPocketとSignia app対応 ※補聴器は非課税です

ファン Fun 簡易デジタル補聴器

コーティング・カラー ナノコートで撥水 安心保証 2年修理保証 + スマートリペア



- ボリューム付
- 4つのプリセットプログラム
- ピーピーしにくい

製品名	チャンネル数	片耳価格	適応聴力	電池
P	6ch	¥98,000	中 高 ~90dB	13
SP			高 重 ~110dB	675

*リモコンは非対応、プログラムは固定 ※補聴器は非課税です

●カラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Intuis3	ベージュ	グレー	ブラック	シルバー	ダークグラナイト	ディープブラウン
インテイス Intuis3 RIC						
インテイス Intuis3 S						
インテイス Intuis3 M						
インテイス Intuis3 P						
インテイス Intuis3 SP						

RIC、P、SPはご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です
*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

Prompt	ベージュ	グレー	ブラウン	ディープブラウン
フロント Prompt S				
フロント Prompt MP				

MPのみ、ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

Fun	ベージュ	グレー	ディープブラウン
ファン Fun P			
ファン Fun SP			

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です

アクセサリ 補修パーツ

RIC型・耳かけ型は、レシーバーや耳せんの選択で適応聴力が変わります。あなたの聴力に合わせて最適なアクセサリを選びましょう。

RIC型用

ミニレシーバー使用の場合




Signia AXシリーズ用

1 3.0 ミニレシーバー	¥11,000	(1本 S/M/P)
2 ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,100	(8個入り)
3 イヤチップ3.0/スリープ3.0	¥2,200	(同サイズ6個入り)
4 クリックモールド3.0	¥10,500 (非課税)	(1個)
5 ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,100	(8個入り)

Signia AXシリーズ以外

1 2.0 ミニレシーバー	¥11,000	(1本 S/M/P)
2 ワックスガード2	¥1,760	(8個入り)
3 クリックスリープ2.0/クリックドーム	¥2,200	(同サイズ6個入り)
4 クリックモールド2.0	¥10,500 (非課税)	(1個)
5 クイックガード	¥1,100	(8個入り)

HPモールド(高~重度難聴向け)使用の場合



Signia AXシリーズ用

1 HPモールド3	¥27,000 (非課税)	*1
2 セルストップWG3.0 XL	¥550	(8個入り)

Signia AXシリーズ以外

1 HPモールド2	¥27,000 (非課税)	*1
2 クイックガード	¥1,100	(8個入り)

*1 補聴器と同時に注文時のみ¥15,000(非課税) *2 補聴器の機種やアクセサリの種類によって価格・数量が異なります。詳しくは販売店にご確認ください ※アクセサリの価格は非課税と記載しているもの以外はすべて税込価格です

耳かけ型用

イヤック使用の場合



1 イヤック(各種)	¥550	(1本)
2 サウンドチューブ	¥440~¥550*2	(1m)
3 エルボー	¥165	(1個)
4 イヤチップ	¥220~¥330*2	(1個)
5 イヤック用モールド	¥9,000 (非課税)	(1個)

Thinチューブ(Lifeチューブ)使用の場合



Motion Xシリーズ用

1 Thinチューブ3.0	¥1,100	(左右各1本入り)
2 ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,100	(8個入り)
3 イヤチップ3.0/スリープ3.0	¥2,200	(同サイズ6個入り)
4 Thinチューブ3.0用モールド	¥10,500 (非課税)	(1個)
5 ワックスガード3.0 ナノケア	¥1,100	(8個入り)

それ以外の耳かけ型

1 Lifeチューブ	¥1,650~¥3,300*2	
3 Lifeチップ	¥2,200	(同サイズ10個入り)

耳あな型用

既製耳あな型



ワックスガード
¥1,760
(8個入り)

クリックスリープ2.0 / クリックドーム
¥2,200
(同サイズ6個入り)

オーダーメイド 耳あな型

クイックガード
¥1,100
(8個入り)

クリネット
ダイヤルパック
¥2,200
(16個入り)

ノーワックス
¥1,100
(6個入り)


RIC型・耳かけ型用 イヤモールド

イヤモールド

一人ひとりの耳の形に合わせて作るオーダーメイドの耳せん

- 聞こえに適した音質に調整が可能。
- 音漏れによるハウリング(ピーピー音)を防ぐ。
- 補聴器の脱落を防止し、安定した装着が可能。

装着イメージ



クリック／カナル COOL スタンダード


名称	RIC型用		耳かけ型用			適応聴力	特徴
	3.0ミレシーバー用 2.0ミレシーバー用	Thinチューブ3.0 モールド	イヤフック用				
名称	クリックモールド*	Thinチューブ3.0 モールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
素材	アクリル製 硬質	アクリル製 硬質	アクリル製 硬質	アクリル製 軟質	シリコン製 超軟質		
色	クリア	クリア	クリア	クリア	17色		
形状	クリック/ カナル	クリック/ カナル	クリック/ カナル	クリック/ カナル	クリック/ カナル	軽 中	最小サイズ、外から見える部分が少ない
	カナルロック	カナルロック	カナルロック			軽 中	クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け
	COOL	COOL	COOL			軽 中	当社オリジナルのつけ心地重視モデル
	ハーフシェル	ハーフシェル	ハーフシェル			軽 中	外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
	スケルトン	スケルトン	スケルトン			軽 中 高	安定感に目立たなさをプラス
	スタンダード	スタンダード	スタンダード			軽 中 高 重	安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状
	¥10,500 (非課税)		¥9,000 (非課税)				

クリックモールド*
Thinチューブ3.0モールド
(クリアのみ)



※クリックモールドはレシーバーの世代によって形状が異なり、互換性はありません

イヤフック用
アクリル (クリアのみ)



イヤフック用
ポップフィット (17色)



ケアソリューション

補聴器は、毎日身につける体の一部だから、お手入れもしっかりと。


UV除菌・乾燥機

パーフェクトドライ ラックス



¥9,900(税込)

特殊製法の四角形状UVランプが
全方向から紫外線を照射し、
補聴器をしっかり除菌。
ヒーター採用、30分間温風で
急速乾燥。
本体サイズ：W93×H48×D76mm



ドライキャップ UV2.1



¥8,800(税込)

充電式補聴器ユーザーにおすすめ!
対流エアフロー採用でしっかり乾燥。
充電器ごとに入れて充電しながら乾燥・
除菌ができる。
様々なUV除菌可能な小物にも使える
特大サイズ。
本体サイズ：W127×H115×D127mm



その他のお手入れ用品

補聴器乾燥カップ シリカゲル入

しっかり乾燥!
乾燥用の密閉式カップ。
(大サイズ乾燥剤 1個付)



¥990(税込) 1個

詰め替え用 乾燥シリカゲル

補聴器用大サイズ乾燥剤(個包装)。
補聴器乾燥カップ(別売)に入れて
使用。



¥1,100(税込) 2個入り

クリーニングシート

アルコール除菌で毎日きれいに。
個包装だから外出時にも便利。



¥990(税込) 30枚入り、個包装

スターターセット

初めてご利用の方に!
旅行にも便利。



[セット内容]

1. クリーニングシート 5枚
2. 補聴器乾燥カップ 1個
3. 乾燥シリカゲル(サイズ:小) 2個
4. 掃除用ブラシ 2種類 各1本

¥2,200(税込)

補聴器を選ぶ前に

おすすめ補聴器

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

補聴器
その他

アクセサリ!
アプリ等

カラーバリエーション。
性能一覧

アプリ・リモコン




スマートフォン用アプリ **Signia app**

無料のスマートフォンアプリで、より手軽によりスマートに補聴器をコントロール




● **音量の調節**
気づかれずに
音量を調節可能。



● **補聴器の状態の確認**
電池の残量も
確認できるから、安心。



● **マニュアル指向性**
両耳使用時に指向性の
向きを手動調節。




※お使いの補聴器の機種、装着の条件などにより、使える機能が異なります。

Signia AX、Signia Xperience のBluetooth搭載機種対応機能

● **マスクモード**

ワンタップで
マスク越しの声が
より聞きやすく。




Signia appの右上にあるマスクのアイコンをタップするだけでこもった声によりクリアに。

※CROS/BiCROSシステムを使用する場合、マスクモードは利用不可

● **補聴器使用支援AIシステム Signia Assistant**

Signia appに入っている、人工知能搭載の補聴器使用支援システム。右上にあるアイコンをタップするだけで起動。Signia Assistantの質問に何度か答えることであなたに最適な調節を手伝ってくれる。



Signia appの右上にある顔のアイコンをタップするだけで起動。

※Signia Assistantを使い始めるには、補聴器販売店で機能をONにする必要があります。補聴器を購入した販売店にご相談ください
※定期的に販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします ※CROS/BiCROSシステムを使用する場合、Signia Assistantは利用不可

● **Signia Assistant**



Signia Assistantが聞こえを最適化するための選択肢を提供。その中から解決したい問題を選択。



Signia Assistantの質問に何度か答えることで、あなたに最適な調節を手伝ってくれる。

Signia appのインストール方法

- ① お使いのスマートフォンでApp Store/Playストアを開く
 - ② 検索ウィンドウに「シグニア」(または「signia」)と入力
 - ③ アプリをインストール
- 必要なOSバージョンやスマートフォンの要件は各ストアのアプリインストールページの説明をご確認ください



ご注意

※端末・OS要件を満たしていても、組み合わせによっては本アプリが正常に動作しない場合があります
※特にAndroid端末に関しては、端末の種類やOSバージョンなどによっては本アプリが正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください
※アプリの機能、画面デザインは予告なく変更されることがあります。新しい機能が追加されることがありますので、アプリを定期的にアップデートしてください

Signia AX 7/5/3クラス対応機能

マイ ウェルビーイング ● **My WellBeing***1

補聴器内蔵のモーションセンサーが体の動きを検知、Signia app内に活動量として表示。補聴器とSignia appをより積極的に使うことで、あなたの健康増進・QOL (Quality of Life = 生活の質) 向上の一助となる機能。



*1 CROS/BiCROSシステムを使用する場合、My WellBeingは利用不可 *2 My Conversationsは両耳装着でOVP機能を有効にした場合のみ使用可能。Insio Charge&Go AXiは非対応

リモコン



ミニポケット
miniPocket
¥19,800 (税込)



スマートリモート
Smart Remote
¥22,000 (税込)

周辺機器



ストリームラインマイク
StreamLine Mic
¥55,000 (税込)



ストリームラインTV
StreamLine TV
¥30,800 (税込)

各シリーズのアプリ・リモコン等の対応状況

	Signia app	マスクモード	Signia Assistant	My WellBeing	ミニポケット	スマートリモート	ストリームラインマイク	ストリームラインTV
Signia AX	●	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ	●*1	●	—	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ
Signia Xperience	●	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ	—	●	—	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ
Signia Nx	●	—	—	—	●	—	● Bluetooth搭載機種のみ	● Bluetooth搭載機種のみ
primax	●	—	—	—	●	●	—	—
Intuis3	●	—	—	—	●	—	—	—
Prompt	●	—	—	—	●	—	—	—

*1 Signia AXシリーズの7/5/3クラスのみ対応

ご注意 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください

クロス バイクロス
CROS/BiCROS
補聴システム




片方の耳が聞こえない方へ
聞こえない側の音も、しっかりキャッチ

CROS / BiCROS システムの仕組み


CROS/BiCROSシステムは一側性難聴の方をサポート。

聞き取りができない耳にCROSを装着すると、聞こえる耳に装着した補聴器で左右両側の音を聞くことが可能。

CROS送信器なし




CROS送信器あり



CROS

片耳がほぼ健聴の場合

補聴器からはCROS送信器から転送された音が聞こえ、同時に耳せんを通して外界の音も聞こえる。




※CROS/BiCROSシステムを使用する場合、マスクモードとSignia Assistant、My WellBeingは利用不可

BiCROS

良い方の耳にも難聴がある場合

補聴器はCROS送信器から転送された音と外界の音をミックスし、増幅して届ける。



primaxシリーズのCROS送信器は販売終了しました

器種	Signia AX	Signia Xperience	Signia Nx		
 防水・防塵 IP68 選べる充電器 ポータブル充電ケース ドライ＆クリーン充電器 対象器種: Pure Charge&Go AX, Pure 312 AX, Insio Charge&Go AX 対応クラス: 7AX, 5AX, 3AX, 2AX, 1AX	 防水・防塵 IP68 対象器種: Pure Charge&Go AX, Pure 312 AX, Insio Charge&Go AX 対応クラス: 7AX, 5AX, 3AX, 2AX, 1AX	 防水・防塵 IP68 対象器種: Pure Charge&Go X, Pure 312 X, Motion Charge&Go X, Motion Charge&Go P X, Motion Charge&Go SP X 対応クラス: 7X, 5X, 3X	 防水・防塵 IP68 対象器種: Pure Charge&Go X, Pure 312 X, Motion Charge&Go X, Motion Charge&Go P X, Motion Charge&Go SP X 対応クラス: 7X, 5X, 3X 2023年1月末日販売終了予定		
販売名	CROS Pure Charge&Go AX	CROS Pure 312 AX	CROS Pure Charge&Go X	CROS Pure 312 X	CROS Pure 312 Nx
価格(税込)	¥110,000 ^{※1} (充電器を除く)	¥99,000	¥110,000 ^{※1} (充電器を除く)	¥99,000	¥99,000
使用電池 電池寿命(連続使用)	充電 約28時間	312 約80時間	充電 約23時間	312 約60時間	312 約110時間
カラーバリエーション ※詳細は47、48ページをご確認ください	ベージュ, ブラック, パールホワイト, サンド, ダークシャンパン テラズ, モーリス, シルバニ, グラフアイト, コアイト	ベージュ, グラナイト, グレー, ブラック, パールホワイト サンド, ダークシャンパン, テラズ, モーリス, シルバニ	ベージュ, グラナイト, グレー, ブラック, シルバー, パールホワイト ゴールドフロンド, サンド, ダークグラナイト, ダークシャンパン, テラズ		

※1 別売の充電器¥44,000(課税・税込)が必要です ※CROS各器種の保証期間は1年です

補聴器を選ぶ前に

おすすめ補聴器

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他

アクセサリ！
アプリ等

カラーバリエーション
性能一覧

RIC型・耳かけ型 カラーバリエーション

※一部写真の下のページ数は、そのカラーが掲載されているページを示しています
※ボタン等のカラーや形状は器種により異なります

製品のカラーは動画でご確認いただけます
※一部器種を除く



Signia AX

ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go AX

ピュア Pure 312 AX

クロス ピュアチャージ&ゴー CROS Pure Charge&Go AX

クロス ピュア CROS Pure 312 AX

※実寸大

ページ	ブラック	パールホワイト	サンディブラウン	ダークシャンパン
C	C	A	A	A
	Sデモ器			

ディープブラウン	ローズゴールド	シルバーヒーロー	グラフィット	ファインゴールド
C	A	A	B	A
		表紙, P14, P19~28, P45	表紙	

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

※写真はPure Charge&Go AXです

表面加工

- A: 全体がサラサラした触感のツヤ無し
- B: 全体がサラサラとした鏡面仕上げ
- C: ボディはサラサラした触感のツヤ無し
ボタン部分はツルツルの鏡面仕上げ



スタイルット Styletto AX

表面加工

- A: 全体がサラサラした触感のツヤ無し
- B: ボディはサラサラした触感のツヤ無し
メタル部分はツルツルの鏡面仕上げ



※実寸大

ブラック/グラフィット	コスミックブルー/ファインゴールド	スノーホワイト/ローズゴールド	ブラック/シルバー	ホワイト/シルバー
B	A	A	A	A
表紙	7AX, 5AX, 3AXのみ	表紙, P13, P19~24, P27	P25	Sデモ器
				AX全クラス

Stylettoは購入後のカラー変更はできません。

Signia Xperience

	ブラック/シルバー	コスミックブルー/ローズゴールド	スノーホワイト/ローズゴールド	ブラック	ホワイト
スタイルット Styletto X					
	7X, 5X, 3Xのみ	Sデモ器	7X, 5X, 3Xのみ	P31	P33

Stylettoは購入後のカラー変更はできません。

	ページ	グラナイト	グレー	ブラック	パールホワイト	サンディブラウン	ダークシャンパン	ディープブラウン	ローズゴールド	シルバーヒーロー
ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X										
ピュア Pure 312 X										
クロス ピュアチャージ&ゴー CROS Pure Charge&Go X										
クロス ピュア CROS Pure 312 X		Sデモ器								P31, P33, P46

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

※写真はPure Charge&Go Xです

	ページ	グラナイト	グレー	ブラック	サンディブラウン	シルバーヒーロー
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X						
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go P X						
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP X		Sデモ器				

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

※写真はMotion Charge&Go Xです

Signia Nx

	ページ	グラナイト	グレー	ブラック	シルバー	パールホワイト	ゴールデンブロード	サンディブラウン	ダークグラナイト	ダークシャンパン	ディープブラウン	ヒーロー ^{*1}
ピュア Pure312Nx												
モーション Motion13Nx												
モーション Motion13PNx												
クロス ピュア CROS Pure 312 Nx		Sデモ器			P35, P46							

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

*1 Motion 13P Nxの7, 5, 3クラスのみ。サンディブラウンとブラックのツートンカラー

※写真はMotion 13P Nxです

primax

	ページ	グラナイト	グレー	ブラック	ダークグラナイト	ディープブラウン
モーション Motion SP						
		P37	Sデモ器			

Motion SPは購入後のカラー変更はできません。

性能一覧 RIC型・耳かけ型

※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカブラで測定)で表示しています
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

形式		性能					プログラム	リモコン・アプリ ^{*2}	適応聴力(平均dBまで)	使用電池	電池寿命(連続使用)(h) ^{*3}
シリーズ	タイプ	最大音響利得(dB)		90dB入力最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)					
		HFA-FOG(±5dB以内)	最大値(+3dB以下)	HFA-OSPL90(±4dB以内)	最大値(+3dB以下)	HFA-MASL(±6dB以内)					
Styletto AX(S/M/P)		38 / 51 / 61	46 / 60 / 65	102 / 115 / 120	110 / 119 / 122	—	Signia AX Signia X perience Signia Nx primax の7/5/3クラスの プログラム数は6 Signia AX Signia X perience Signia Nx primax の2/1クラス、 Intuis3、Prompt、Fun のプログラム数は4	mP、app	60 / 75 / 90		約20
Pure AX	Pure Charge&Go AX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	102 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 131	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約28
	Pure 312 AX(S/M/P/HP)	38 / 51 / 59 / 67	46 / 58 / 63 / 74	102 / 114 / 118 / 122	109 / 117 / 120 / 128	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約90~105
Styletto X(S/M/P)		37 / 50 / 63	45 / 60 / 70	101 / 113 / 119	108 / 119 / 124	—		mP、app	60 / 75 / 90		約19
Pure X	Pure Charge&Go X(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101 / 113 / 119 / 123	108 / 119 / 124 / 130	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約23
	Pure 312 X(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101 / 113 / 119 / 123	108 / 119 / 124 / 130	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約80~90
Motion X	Motion Charge&Go X	53(50) ^{*1}	60(60) ^{*1}	125(116) ^{*1}	133(125) ^{*1}	—		本体、mP、app	70(チューブ)90(フック)		約24
	Motion Charge&Go P X	71(56) ^{*1}	77(66) ^{*1}	130(117) ^{*1}	135(130) ^{*1}	100(85) ^{*1}		本体、mP、app	80(チューブ)100(フック)		約30
	Motion Charge&Go SP X	74	82	133	140	104		本体、mP、app	110		約61
Pure Nx	Pure 312 Nx(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	—		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約105~120
Motion Nx	Motion 13 Nx	55(48) ^{*1}	63(56) ^{*1}	128(117) ^{*1}	134(126) ^{*1}	86(79) ^{*1}		本体、mP、app	70(チューブ)90(フック)		約190
	Motion 13P Nx	70(55) ^{*1}	77(65) ^{*1}	129(118) ^{*1}	135(130) ^{*1}	99(85) ^{*1}		本体、mP、app	80(チューブ)100(フック)		約130
Motion px	Motion SP px	72	82	130	140	100		本体、SC、SR、mP、app	110		約300
Intuis3	Intuis3 RIC(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	102 / 114 / 120 / 124	108 / 119 / 124 / 130	68 / 80 / 91 / 99		本体、mP、app	60 / 75 / 90 / 100		約140~175
	Intuis3 S	42(41) ^{*1}	55(45) ^{*1}	121(113) ^{*1}	124(124) ^{*1}	—		mP、app	50(チューブ)65(フック)		約175
	Intuis3 M	53(46) ^{*1}	60(53) ^{*1}	126(116) ^{*1}	130(125) ^{*1}	82(74) ^{*1}		本体、mP、app	65(チューブ)85(フック)		約260
	Intuis3 P	64	70	127	134	93		本体、mP、app	100		約190
	Intuis3 SP	72	80	133	140	102		本体、mP、app	110		約260
Prompt	Prompt S	42(41) ^{*1}	55(45) ^{*1}	121(113) ^{*1}	124(124) ^{*1}	—	mP、app	50(チューブ)65(フック)		約175	
	Prompt P	64	70	127	134	93	本体、mP、app	100		約190	
Fun	Fun P	64	70	126	132	—	本体	90		約220	
	Fun SP	72	79	133	140	—	本体	110		約285	

*1 ()はLifeチューブ/Thinチューブでの数値です
 *2 右記の略名を記載しています。本体→補聴器本体にボリューム付き / SC→Smart Connect(Smart Connectは2023年1月末日販売終了予定) / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia appでボリューム調節可能
 *3 電池寿命は使用状況によって変わります

オーダーメイド耳あな型補聴器の選び方

※Silk Xはカラーを選ぶことはできません。オプション刻印などは非対応



シェルカラーを選ぶ

カラーバリエーション
ブラック、ベージュ

フェイスプレートを選ぶ

Insio Charge&Go AXはフェイスプレートとシェルが同色になります

Signia AX
Signia AX 以外

スケルトンレッド、スケルトンブルー、パープル、ベージュ、ゴールド、グリーン、マゼンタ、ブラック

※IICは左がスケルトンブルー、右がスケルトンレッドとなります ※一部の機種のみ、フェイスプレートを選択できます

Signia Nxシリーズ	カラーバリエーション		
	ベージュ	モカ	ブラック
IIC	—	—	●
CIC	—	●	—
COOL	●	—	●
ITC	●	—	—
ITC TWIN	—	—	—
ITE TWIN	—	—	—

primaxシリーズ	カラーバリエーション		
	ベージュ	モカ	ブラック
CIC	—	●	●*
CIC 32	●	—	—
MC	—	●	—
MC 32	●	—	—
COOL	●	—	●
COOL 13	●	—	—
ITC/ITC TWIN	—	—	—
ITE/ITE TWIN	—	—	—

Intuis3シリーズ	カラーバリエーション		
	ベージュ	モカ	ブラック
CIC	—	●	—
CIC 312	●	—	—
MC	—	●	—
MC 312	●	—	—
ITC	—	—	—
ITE	—	—	—

オプションを選ぶ

- 環境スイッチ
- ボリュームコントロール
- オートフォン
- テレコイル
- ノンワイヤレス など

名前刻印

全てのオーダーメイド補聴器に無料でお入れできます。

※カタカナで最大6文字まで
※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,800税込)

アクアプロテクト

汗・水に強いIP57対応。

オプション/ ¥6,000 (非課税/1台につき)
対象機種: 7px・5px・3pxシリーズ (CIC, CIC 312除く)

シェルグリップ

シェルの表面に加工を施すことで耳の中でずれにくくなります。

オプション/ 無料
対象機種: 耳あな型 (COOL, COOL 13除く)

カナールロック

耳から抜けないようにするためのストッパー。目立ちにくい透明。

オプション/ 無料
対象機種: 耳あな型 (IIC, COOL, COOL 13, ITE, Insio Charge&Go AX除く)

性能一覧 耳あな型 Insio Charge&Go AX, Silk X, Insio Nx, Insio primax, Intuis3

形式	シリーズ	タイプ	マイク	性能			プログラム	リモコン・アプリ	適応聴力 (平均dBまで)	使用電池	電池寿命 (連続使用) (h)
				HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	90dB入力最大出力音圧 レベル (dB)					
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC	ツイン	ツイン	46 / 44 / 60	50 / 55 / 65	109 / 109 / 119	113 / 118 / 124	—	充電	約28	
				— / 47 / 60	— / 55 / 65	— / 109 / 120	— / 118 / 124	—	充電	約28	
Insio Nx	既製耳あな型	シングル	シングル	45 / — / —	50 / — / —	108 / — / —	114 / — / —	—	10A	約75	
				IIC	46 / — / —	50 / — / —	109 / — / —	113 / — / —	—	10A	約70
				CIC	45 / 48 / 59	50 / 55 / 65	108 / 112 / 119	113 / 118 / 124	—	10A	約70
				COOL	45 / 47 / —	50 / 55 / —	108 / 111 / —	113 / 118 / —	65 / 79 / —	312	約120
				ITC	45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	65 / 79 / 91	312	約120
				ITC TWIN	45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	65 / 79 / 91	312	約120
				ITC TWIN BT有り	45 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 111 / 119	113 / 118 / 124	—	312	約120
				ITE TWIN	— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 112 / 119	— / 118 / 124	— / 79 / 90	312	約120
				ITE TWIN BT有り	— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 112 / 119	— / 118 / 124	—	312	約120
				Insio px	ワイヤレス充電ITC/ITE	シングル	シングル	45 / — / —	50 / — / —	109 / — / —	113 / — / —
CIC	44 / — / —	50 / — / —	108 / — / —					113 / — / —	—	312	約145
MC	45 / 48 / 60	50 / 55 / 65	109 / 112 / 119					113 / 118 / 124	—	10A	約80
MC 312	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120					113 / 118 / 124	—	312	約145
COOL	44 / 47 / —	50 / 55 / —	108 / 112 / —					113 / 118 / —	—	312	約145
COOL 13	— / 48 / —	— / 55 / —	— / 113 / —					— / 118 / —	—	13	約240
ITC	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120					113 / 118 / 124	—	312	約145
ITE	— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 113 / 120					— / 118 / 124	— / 78 / 89	13	約240
ITE TWIN	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120					113 / 118 / 124	—	312	約145
ITE TWIN BT有り	— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 113 / 120					— / 118 / 124	— / 78 / 89	13	約240
Intuis3	ワイヤレス充電ITC/ITE	シングル	シングル	45 / — / —	50 / — / —	109 / — / —	113 / — / —	—	10A	約80	
				CIC	44 / — / —	50 / — / —	108 / — / —	113 / — / —	—	312	約145
				MC	45 / 48 / 60	50 / 55 / 65	109 / 112 / 119	113 / 118 / 124	—	10A	約80
				MC 312	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	—	312	約145
				ITC	44 / 47 / 60	50 / 55 / 65	108 / 112 / 120	113 / 118 / 124	—	312	約145
				ITE	— / 48 / 60	— / 55 / 65	— / 113 / 120	— / 118 / 124	— / 78 / 89	13	約240

*1 右記の略名を記載しています。SC→Smart Connect (Smart Connectは2023年1月末日販売終了予定) / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia app
*2 最大プログラム数: 本体のプッシュボタンやリモコンアプリを利用した時に得られる最大プログラム数です
*3 電池寿命は使用状況によって変わります

※保証期間はカタログ56ページをご覧ください
※このデータはJIS C 5512:2015 (2cmカブラで測定) で表示しています
※仕様は予告なく変更される場合があります

※各項目の数値はノーマルタイプ/パワータイプ/ハイパワータイプの順で記載。「—」はそのタイプ非対応です

オプション一覧 (無料)

シリーズ	タイプ	環境スイッチ (メモリー)	ボリュームコントロール	テレコイル	オートフォン	ノンワイヤレス
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC/ITE	標準装備	—	—	—	—
	既製耳あな型	—	—	—	—	—
Insio Nx	IIC	—	—	—	—	—
	CIC	標準装備 ^{*B}	—	—	—	選択可
	COOL	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-I}	選択可 ^{*F}	—	選択可
	ITC	選択可	選択可 ^{*I}	選択可 ^{*F}	—	選択可
	ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*I}	選択可 ^{*F}	—	選択可
	ITC TWIN BT有り	標準装備	—	—	—	—
	ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*I}	選択可 ^{*F}	—	選択可
	ITE TWIN BT有り	標準装備	—	—	—	—
	ITE TWIN BT有り	標準装備	—	—	—	—
Insio px	CIC / CIC 312	—	—	—	—	標準装備
	MC / MC 312	選択可	—	—	—	選択可
	ITC / ITC TWIN	選択可	選択可 ^{*D}	—	—	選択可
	ITE / ITE TWIN	選択可	選択可 ^{*D}	選択可 ^{*F}	選択可 ^{*G-H}	選択可
	COOL / COOL 13	選択可 ^{*C}	選択可 ^{*C-D}	—	選択可 ^{*G-H}	選択可
	ITC	—	—	—	—	標準装備
	ITE	—	—	—	—	標準装備
Intuis3	CIC / CIC 312	—	—	—	—	標準装備
	MC / MC 312	標準装備	—	—	—	標準装備
	ITC	選択可	選択可 ^{*E}	—	—	標準装備
	ITE	選択可	選択可 ^{*E}	選択可 ^{*F}	—	標準装備

*A テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
*B バッテリーロックが環境スイッチを兼ねます
*C 補聴器 1 台に、環境スイッチとボリュームコントロールの同時取り付けはできません。両耳装用の場合、左右別々に付けることは可能です。
*D ワイヤレスはデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスはアナログボリューム(ストップエンド)になります
*E アナログボリューム(ストップエンド)になります
*F リモコンまたはアプリ無しでテレコイルを使用する場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要です
*G ツイン機能を利用する場合、両耳にオートフォン、ワイヤレスが必要
*H 2px, 1px は、取り付けできません
*I ワイヤレス / ノンワイヤレスともにデジタルボリューム(エンドレス)のみになります

補聴器を選ぶ前に
おすすめ補聴器
Signia AX
Signia Xperience
Signia Nx
その他
補聴器
アクセサリ
性能一覧
カラーバリエーション

ダブルプロセッサ、ライブサウンド、iPhoneハンズフリー通話は Signia AX ならではの機能

保証	チャンネル	Bluetooth	Xセンサ	ダブルプロセッサ	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサ	iPhone	OVP	ビーム	パワー	スピーチ	反響音抑制	スピーチ	12kHz帯域
安心保証	会話	テレビスマホ	グループ活動	楽に聞き取れる	生音のような聞こえ	屋内	屋外	買い物	電話	おしゃべり	騒がしい場所での会話	居酒屋レストラン	職場車イス	ロビーホール	車・電車	超高音質
もしもの時も安心	きめ細かい聞こえ	無線で直接補聴器へ	360度の音声を常に分析して自動最適化	言葉と環境音を別々に処理する	さらに進化した音声技術でより自然な聞こえ	突発的な衝撃音を抑制	風雑音を抑制	使用者の動きを検出して聞こえをサポート	iPhoneは持たずにハンズフリー通話	自声のこもりを解消	前方の相手の声にフォーカス	後方の雑音を抑える	前後の声の方向にフォーカス	ワンワン響く音をしっかりと抑える	前後左右の方向にフォーカス	12kHz帯域まで対応し超高音質実現
AX	保証	チャンネル	Bluetooth	Xセンサ	ダブルプロセッサ	ライブサウンド	突発音抑制	Xセンサ	iPhone	OVP	ビーム	パワー	スピーチ	反響音抑制	スピーチ	12kHz帯域
7	3年保証 2年紛失保証	48ch	Xセンサ	ダブルプロセッサ	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサ	iPhone	OVP	ビーム	パワー	スピーチ	反響音抑制	スピーチ	12kHz
5	3年保証 2年紛失保証	32ch	Xセンサ	ダブルプロセッサ	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサ	iPhone	OVP	ビーム	パワー	スピーチ	反響音抑制	スピーチ	-
3	2年保証 1年紛失保証	24ch	Xセンサ	ダブルプロセッサ	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサ	iPhone	OVP	ビーム	パワー	スピーチ	反響音抑制	スピーチ	-
2	2年保証	16ch	Xセンサ	ダブルプロセッサ	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサ	iPhone	OVP	ビーム	パワー	スピーチ	反響音抑制	スピーチ	-
1	2年保証	16ch	Xセンサ	ダブルプロセッサ	ライブサウンド	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサ	iPhone	OVP	ビーム	パワー	スピーチ	反響音抑制	スピーチ	-

*1 詳しくは56ページに記載 *2 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch *3 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン11以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、Signia AXシリーズの補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングをするには別途StreamLine Micが必要 *4 ライブサウンドはSignia AXで進化した機能の総称。詳しくは17ページをご確認ください *5 Silk Xは非対応 *6 Signia AXシリーズの7/5/3クラスはBluetooth搭載機種のみ、補聴器内蔵マイクでiPhone(iPhone 11以降かつiOS 15.2以降)のハンズフリー通話ができます。それ以外のBluetooth搭載機種とスマートフォンの場合、StreamLine Micをマイクとしてハンズフリー通話を利用することができます *7 Signia AXシリーズのRIC型はさらに進化したOVP 2.0に対応。Insio Charge&Go AXはOVP機能非対応 *8 Silk Xは両耳装用に対応 *9 Signia Xperienceの5クラスは非対応 *10 Signia AXシリーズの7クラスは、反響音抑制機能が自動で働く。それ以外のシリーズ/クラスは手動でプログラム切替が必要 *11 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは非対応



Signia AX

世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサ補聴器

※ 2021年4月、WSオーディオロジーグループ調べ

シグニア補聴器の安心保証とスマートリペア



- ① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障*が生じた場合
*取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合
 *紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)は保証対象外です。修理可能な場合はスマートリペアの価格でご対応いたします(全損は対象外)
 *電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証およびスマートリペアの対象外です
- ② さらに修理保証期間が過ぎた後も修理は定額のスマートリペア
*「スマートリペア」は入金などの費用が一切からず、修理は定額
 *耳あな型のシェル再作、修正は別途費用がかかります
 *故障部位および購入年数によって各種規定があります
- ③ 1年以内の無料再作(耳あな型オーダーメイド補聴器)
耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から1年以内の再作を無料でいたします(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

● 修理保証

	1年目	2年目	3年目	4年目以降~
Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	3年無料修理保証			スマートリペア 定額修理期間
上記以外の シグニア補聴器	2年無料修理保証		スマートリペア 定額修理期間	

● 紛失保証

	1年目	2年目
Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	2年保証 1回に限り無料	
Signia 3AX Signia 3X 7px/5px	1年保証 1回に限り無料	


補聴器の基本は両耳装用



両耳装用は満足度が高い
という調査結果があります。

	満足度	平均使用時間/日	全く使用しない
両耳装用	42%	8.9	2%
片耳装用	25%	6.7	12%

「日本補聴器工業会ホームページ JapanTrak2018」より



両耳に補聴器をつけると良いとされている理由

- POINT 1 左右両方の脳の働きを活かす
- POINT 2 疲れにくいからより長く使える
- POINT 3 方向感や距離感をよりつかみやすい
- POINT 4 騒音下での聞き取りが良い

シバントス株式会社

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

■ 個人のお客様専用窓口

「シグニア補聴器」お客様コールセンター

✉ sodan.jp@signia-hearing.com

Tel:0800-888-0303

Tel:046-289-0303 Fax:046-407-1133

※フリーコールはIP電話からはつながりません。
その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

営業時間 9:00-17:00 (土・日・祝日 定休日)



個人のお客様向けサイト
www.signia.net/ja-jp



SNS公式アカウント、メールマガジンの登録はこちら
www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/socialmedia-newsletter/



■ 販売店様専用問合せ窓口

カスタマーサービス

✉ cs.jp@signia-hearing.com

Tel:0800-222-4133 Fax:0800-888-4133

Tel:046-409-4133 Fax:046-407-1133

※フリーコールはIP電話からはつながりません。
その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)



販売店様向けサイト
www.signia-pro.com/ja-jp/



シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、着用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2022年11月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。22.11.JP.17001322

AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Qi(チー)はWireless Power Consortiumの登録商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。



6月6日は補聴器の日